

# 39320 BUKSER

## Vejledning til måltagning

elements  
body



Orange & firkant = længde

Blå & ring = omkreds

Vejledning til måltagning. Alle mål er i cm. Længdemål (orange) - målbåndet skal ligge mod huden. Alle mål skal tages direkte mod huden og uden at trække i målbåndet. Alle mål skal tages når patienten er liggende, er afslappet og har normal vejrtrækning. Det er en fordel at markere på patienten for korrekt måltagning.

C	Omkreds brystkassen i linje med axilla
U	Omkreds maven i højde med navlen
E	Omkreds ved afslutningen på stoffet
AS	Omkreds i højde med ASIS
UE	Navlen til længden af bukserne, mål på siden
L/R 9	Omkreds lår ved horisontalt gluteal-fold i en vinkel på 90°
L/R 10	Omkreds midt på låret (Halvejs mellem L/R 9 og L/R 11)
L/R 11	Omkreds mid-patella
L/R 12	Omkreds øvre del af læggen ved tuberositas tibia (kun for lange ben og ¾ ben)
L/R 13	Omkreds læggens bredeste del (kun for lange ben og ¾ ben)
L/R 14	Omkreds øvre kant af mediale malleol (kun for lange ben og ¾ ben)
L/R 15	Fra skridtet til mid-patella på indersiden af benet
L/R 16	Indersiden af benet fra mid-patella til øvre kant af mediale malleol (kun for lange ben og ¾ ben)
L/R Instep	Omkreds midt over fodryggen (kun for lange ben)
WW	Talje til talje i højde med navlen. Ved anvendelse af ble tages målet tages på siden af bleen.

### Specielt til korte og ¾ ben:

**CER/CEL = Længden tages på indersiden af benet fra skridtet til der benet skal slute.**