


39300, 39301 BLUSE 39605, 39306 BODY Vejledning til måltagning

elements
body



BLUSE og BODY uden ÆRMER

Orange & firkant = længde

Blå & ring = omkreds

Vejledning til måltagning. Alle mål er i cm. Længdemål (orange) - målbåndet skal ligge mod huden. Alle mål skal tages direkte mod huden og uden at trække i målbåndet. Alle mål skal tages når patienten er liggende, er afslappet og har normal vejrtrækning. Det er en fordel at markere på patienten for korrekt måltagning.

U	Omkreds taljen i højde med navlen
C	Omkreds brystkassen i linje med axillen
E	Omkreds ved afslutningen på stoffet
N	Rundt nakken - fra øvre del af luftrøret (fossa jugularis sternalis) og rundt halsens base
NS	Halsbredde - Ønske om en breddere halsåbning, mål fra halsens base
ND	Halsdybde - Ønske om en halsåbning som går længere ned end luftrøret (for)
BD	Nedringet i nakken – Ønske om en dybere udringning i nakken (bag)
S	Fra halsens base til akromion
SU	Fra øvre del af halsrøret til navlen- fra samme punkt som ved mål "N"
AS	Omkreds i højde med ASIS
UE	Navlen til der hvor blusen skal sluttet, mål på siden
WW	Talje til Talje i højde med navlen .Ved anvendelse af ble tages målet på siden af bleen.
SCV	Fra syvende halshvirvel til axillen (placer en blyant eller en lineal under begge arme så længden ikke bliver for kort)

Specielt for kvinder (tag mål med BH på, og med patienten siddende):

B	Omkreds byst i linje med brystvorten
UB	Omkreds under bysten
AUB	Fra axillen til under bystet (UB)

Specielt for gastro (kun for Body):

GU	Mål fra navlen op til hullet
GD	Mål fra navlen ned til hullet
GR	Mål fra navlen til hullet på højre side
GL	Mål fra navlen til hullet på venstre side