

39325 STRØMPE

Vejledning til måltagning

elements
body



Orange & firkant = længde

Blå & ring = omkreds

Vejledning til måltagning. Alle mål er i cm. Længdemål (orange) - målebåndet skal ligge mod huden. Alle mål skal tages direkte mod huden og uden at trække i målebånd. **Mål skal tages i vægtbærende tilstand, når det er muligt.** Når dette ikke er muligt, skal patienten sidde med ankel og knæ i 90 graders vinkel. Det er en fordel at markere på patienten i forhold til korrekt måltagning.

STRØMPE

- L/R 17 Fodlængde, (ved vanskeligheder, bed patienten stå på et stykke papir og tegn af. Mål derefter tegningen).
- L/R 18 Lateralt længdemål, direkt over tuberositas tibia til lige over malleolen (eller hvor den er smallest).
- L/R 19 Lateralt længdemål, lige over malleolen (eller hvor den er smallest).
- L/R 20 Omkreds direkte over tuberositas tibia.
- L/R 21 Omkreds om læg (tages 1/3 af L/R 18 fra tuberositas tibia).
- L/R 22 Omkreds lige over malleolen (eller hvor den er smallest).
- INSTEP Omkreds midt på fodryggen.
- L/R 23 Omkreds diagonalt omkring hæl-fodryggen.
- L/R 24 Omkreds om MTP-leddet og lige frem.