

A grayscale photograph of a human hand wearing a black, flexible thumb splint. The splint is designed to support the thumb and the base of the hand. The hand is positioned with the thumb pointing upwards and slightly to the left. The background is white, framed by a thick black wavy border at the top and bottom. The text 'CMC' and '28561' is overlaid on the image.

CMC

28561

Användningsområden/Indikationer

Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.

Kontraindikationer

Inga kända.

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal

Varning

Se till att bandaget inte späns åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

Materialspecifikation



Neoprene, polypropylene, polyester, nylon, latex-fri resår, vinyl.

Tvättinstruktion

Fäst alla karborrband i materialet före tvätt. Maskintvätta på skontvätt 40° med ett mildt tvättmedel utan blekmedel. Plantorka.

Vid frågö

Om problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren och inköpsstället.



Instruktion

1. Kontrollera att produkter är hel och fri från skador.
2. Öppna karborrbandet.
3. Trä ortosen över tummen och forma därefter den lilla insydda skenan så den omsluter tumbasen.
4. Drag det elastiska förslutningsbandet runt handleden utan att späna åt för hårt och fäst på det nedre karborrfästet, beläget på insidan av handleden.
5. Drag bandet stadigt upp över skenan vid tumbasen och fäst på det övre karborrfästet på handryggen, så att bandet tillsammans med skenan ger kompression över tumbasen (CMC-leden).

Læs disse instruktioner nøje inden anvendelse!

Anvendelsesområder/ Indikationer

Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme og instabilitet.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Justering

Ændringer af dette produkt må udelukkende udføres af medicinsk fagligt personale.

Advarsel

Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis der opstår nogen former for irritation eller hudproblemer, tag straks bandagen af. Kontroller dagligt huden for trykmærker.

Materialespecifikation



Neopren, polypropylen, polyester, nylon, latex-fri elastik, vinyl.

Vaskeinstruktion

Vaskeinstruktioner: Luk alle velcrobånd i bandagen inden vask. Maskinvask på skånevask ved 40° med et mildt vaskemiddel uden blegemidler. Liggetørring.

Ved spørgsmål

Hvis der opstår problemer med anvendelse af bandagen, skal du straks tage bandagen af og kontakte din forhandler, eller den der har udleveret bandagen til dig.



Instruktion

1. Kontroller at produktet er helt og fri for skader.
2. Åben velcrobåndet.
3. Træk ortosen over tommelen og form derefter den lille indsyede skinne således at den omslutter tommelroden.
4. Træk det elastiske lukningsbånd omkring håndledet uden at stramme for hårdt til. Luk så den nederste velcrolukning, som er placeret på indersiden af håndledet.
5. Træk båndet over skinnen ved tommelroden og luk den øverste velcrolukning på håndryggen, således at båndet sammen med skinnen giver kompression over tommelroden (CMC-ledet).

Käyttöalueet/indikaatiot

Posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa ja instabiileetissa..

Kontraindikaatiot

Ei ole.

Säätäminen

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitus

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin.

Materiaali



Neopreeni, polypropyleeni, polyesteri, nylon. Resori ei sisällä lateksia, vinyyli.

Pesuohjeet

Sulje nauhat ennen pesua. Hienopese koneessa 40°C:ssa. Käytä mietoa pesuainetta, joka ei sisällä valkaisuainetta. Kuivaa tasaisella alustalla.

Kysyttävää

Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia, riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.



Sovitusohjeet

1. Tarkista, että tuote on ehjä.
2. Avaa tarranauhat
3. Pujota ortoosi peukaloaukosta sisään ja muotoile sitten peukaloa myötäilevä lasta käteen sopivaksi.
4. Vedä nauha ranteen ympäri, kiristämättä sitä kuitenkaan liikaa ja kiinnitä se ranteen sisäpuolella sijaitsevaan tarraosaan.
5. Vedä nauhan loppuosaa hieman ylöspäin, lastan ylitse ja kiinnitä se kämmenen selkäpuolella sijaitsevaan tarraosaan, niin että se yhdessä lastan kanssa antaa tarvittavan tuen CMC-nivelelle.

Bruksområder/ Indikasjoner

Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer og instabilitet.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Justering

Endringer på dette produktet må kun gjøres av fagkyndig personale.

Advarsel

Pass på at ortosen ikke strammes til for hardt. Om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer, ta umiddelbart av ortosen. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

Materialspesifikasjon


Neoprene, polypropylene, polyester, nylon elastikk uten latex og vinyl.

Vaskeinstruksjon

Fest alle borrelåsene i materialet før vask. Finvask i maskin på 40°C i mild såpe uten tilsatt blekemiddel. Tørkes flatt.

Ved spørsmål

Om det oppstår problemer, ta av ortosen og kontakt tilpasseren og stedet du kjøpte/fikk ortosen.



Instruksjon

1. Kontroller at produktet er helt og uten skader.
2. Åpne borrelåsen.
3. Trø ortosen over tommelen og form deretter den lille innsydde skinnen slik at den omslutter tommelroten.
4. Dra det elastiske lukningsbåndet rundt håndleddet uten å stramme til for hardt. Fest så den nedre borrelåsen, som er plassert på innsiden av håndleddet.
5. Dra båndet over skinnen ved tommelroten og fest den øvre borrelåsen på håndbaken, slik at båndet sammen med skinnen gir kompresjon over tommelroten (CMC-leddet).

Med Spec Item No. Left	Med Spec Item No. Right	Size	CM
224421	224431	X-Small	<14 cm
224422	224432	Small	14-15,5 cm
224424	224434	Medium	15,5-17,5 cm
224425	224435	Large	17,5-19,5 cm
224426	224436	X-Large	>19,5 cm



Medical Specialties, Inc.
 4600-K Lebanon Rd.
 Charlotte, NC 28227
 p: 800-334-4143 f: 800-694-9060
 p: 704-694-2434 f: 704-694-9060
 e-mail: request@medspec.com
 www.medspec.com



MDSS GmbH
 Schiffgraben 41
 30175 Hannover, Germany

Importör & Distributör Skandinavien:
 Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
 SE-254 67 Helsingborg, Sweden
 Phone +46 42 25 27 01

CAMP[®]
SCANDINAVIA

SVERIGE
 Tel 042-25 27 00
 E-post info@camp.se

DANMARK
 43 96 66 99
 info@camp.dk

FINLAND
 09-350 76 30
 info@camp.fi

NORGE
 23 23 31 20
 info@camp.no