



En funktionel Ortosekombination



Semi-rigid
Hyperekstensionsortose



En Allard AFO

Kan kombineres med alle modeller af:

- Ypsilon®
- ToeOFF®
- BlueROCKER®



En funktionel knæortose for hyperekstension i knæleddet.

- Effektiv hyperekstensjonskontrol med eller uden AFO!
- Knæortose med hyperekstension fremstillet for at kunne anvendes sammen med en Allard AFO!



Silikone som er strategisk placeret for at forhindre migration.

Anatomisk formet patellaåbning med silikonepolstring

Justerbart ledstop.
Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°
Ekstension: 10°, 20°, 30°, 40°

Lomme som beskytter og holder leddet på plads.

Ortosen er formet efter benets kontur for bedre komfort.



Krydsbåndet er enkelt at justere med en hånd.

Det brede bånd forhindre skinnerne i at glide bagud, når man strammer hyperekstensjonsbåndet.

Formet forstærkning som stabiliserer åbningen og aflaster tryk fra AFO.

Hvad er det, som gør CROSS™ brugervenlig?



Tyndt, let og åndbart materiale, som er behageligt for brugeren

- Den unikke forstærkning gør at ortosen altid holder sig åben i ovrekanten hvilket gør det enkelt at føre ortosen over foden og op på benet selv ved nedsat håndfunktion.
- Smart påtrækningslomme i overkanten i forhold til enkelt påtagning. Justere så patellaåbningen er korrekt placeret over knæet.



Blød inderside med lav friktion og uden synlige søm som skarver

- Skaber et "beskyttelseslag" mellem ortosen og huden
- Modvirker hudirritation
- Hjælper ortosen til at glide let over foden og op på benet.



Tag ortosen på med en hånd

Det unikke "påtagningshorn", som er inkluderet, gør det lettere at:

- At tage ortosen på siddende
- At tage ortosen på ved nedsat håndfunktion.

Hur skall Ta-På-Hornet användas?

- Påtagningshornet monteres under den grå markering på lårets bagside.
- Med alle bånd åbne trækkes ortosen med bagsiden fremad op over foden.
- Når ortosen trækkes op over foden vrides ortosen korrekt. Dette moment gør det lettere på grund af det bløde materiale på ortosens inderside. Ortosen trækkes op på benet till at patellaåbningen er korrekt placeret på knæet.

CROSS™

Hyperekstensionsortose



CROSS™ er lavet til mild til moderat hyperekstension i knæledet som følge af neuromuskulære sygdomme eller andre skader. Ortosen kan anvendes sammen med Allard AFOs når hyperekstension i knæledet forekommer i kombination med en dropfod.



[www.youtube.com
Camp Scandinavia](http://www.youtube.com/CampScandinavia)

Patent pending

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Omkreds 15cm under midt-patella	Omkreds midt-patella	Omkreds 15cm over midt-patella
28715 0011	Knæortose	Small	32-37cm	32-37cm	39-44cm
28715 0012	Knæortose	Medium	36-41cm	36-41cm	43-48cm
28715 0013	Knæortose	Large	40-45cm	40-45cm	47-52cm
28715 0014	Knæortose	X-Large	44-49cm	44-49cm	51-57cm
28716 0000	Påtagnings-horn	One Size			

For at møde forskellige brugers behov med hyperekstension i knæledet - prøv andre løsninger:

CHECK™

Stainless Steel

Når der behøves længere hævearm for at kontrollere overstrækningen.



COMBO™

Hyperekstension KAFO

I de tilfælde hvor skaden kræver en KAFO for at kontrollere overstrækningen.

