


Promedics®

an Aspen company

3PK -3 Panel Knee Immobiliser

3PK -3 Panel Knee Immobiliser

EN	KNEE ORTHOSIS
DE	KNIEORTHESE
FR	ORTHÈSE DU GENOU
ES	ORTESIS DE RODILLA
IT	ORTESI PER GINOCCHIO
NL	KNIEORTHESE
DK	KNÆORTOSE
FI	POLVIORTOOSI
SE	KNÄORTOS
NO	ORTOSE, KNE, ORDINÆR
PL	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
GR	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

</

NETHERLANDS

Productbeschrijving

Een knie-immobilisatieorthese met drie panelen met sluitriempjes en baleinen om het kniegewricht te helpen immobiliseren.

Gebruiksinformatie (zie diagram)

- Verwijder de buitenverpakking en open alle banden van de knie-immobiliser.
- Plaats de zijpanelen om het been van de patiënt om de lengte aan te passen. (Zie Afb.1)
- Leg de knie immobiliser plat met de gespen en riemen naar beneden gericht. (Zie Afb.2)
- Immobilisatie riempjes kunnen indien nodig worden aangepast.
- Schuif de beugel onder het been van de patiënt. (Zie Afb.3)
- Maak de banden vast om de beugel aan het been van de patiënt te bevestigen. (Zie Afb.4)

Gebruiksaanwijzingen

- Conservatieve behandeling van kneieblessures.
- Behandelen van knie-extensie na de operatie.
- Behandelen van de knie-extensie na een trauma.
- Behandelen van knie-extensie na verwondingen aan zacht weefsel.

Contra-indicaties

- Trombose van de diepe aderen van het been en de dij.
- Niet aanbrengen in direct contact met beschadigde huid.
- Elke bekende allergie en / of overgevoeligheid voor materiaal vermeld in de productsamenstelling.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- We raden aan dat de eerste aanpassing van dit apparaat wordt uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde professionele zorgverlener die de gebruikperiode zal adviseren.
- Lees voor gebruik alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig.
 - Volg alle instructies om een goede werking van het apparaat te garanderen.
 - Niet gebruiken als smeersels, zalven, gels, crèmes of andere substanties op het aangedane gebied zijn aangebracht.
 - Niet hergebruiken voor een andere patiënt, aangezien een risico op kruisbesmetting bestaat en de product integriteit in gevaar kan worden gebracht.
 - Voer regelmatig huid- en bloedcirculatiecontroles uit, vooral bij patiënten met diabetes, vasculaire gebreken en neurologische aandoeningen.
 - Als er bijwerkingen optreden, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts of leverancier van dit product.
 - De duurzaamheid van het apparaat kan worden aangetast door bepaalde factoren, bijv. Voorwerpen met scherpe randen of schade aan de klittenbandsluitingen. Om dit te voorkomen, moeten de klittenbandsluitingen altijd worden vastgemaakt als het apparaat niet wordt gedragen of wordt gewassen.

Was- en onderhoudsinstructies

- Verwijder metalen staven.
- Sluit alle klittenbandsluitingen.
- Was de beugel met de hand in koud water met een mild reinigingsmiddel.
- Uitspoelen en plat laten drogen.
- Niet centrifugeren of drogen in de droogtrommel.
- Gebruik nooit wasverzachter.
- Plaats metalen staven terug alvorens het weer te gebruiken.
- Controleer op eventuele degradatie die het gebruik kan beïnvloeden.
- Controleer regelmatig of de klittenband goed werkt en of de metalen spalk goed op zijn plaats zit.

Samenstelling van de productfamilie

Nylon, Katoen, Aluminium, Polyamide, Polyester, Polyurethaan, Staal, POM.

Opslag- en transportcondities

Bewaar op een koele, droge plaats zonder direct zonlicht, in de originele verpakking.

Recycling en afvoer

De verpakking en de samenstellende onderdelen moeten worden gerecycled of veilig worden afgevoerd in overeenstemming met lokale of nationale wetten.

Ernstig incident

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat of het land waarin u woont.

DANSK

Produkt beskrivelse

En tredelt knæ immobilisering ortose med stropper og holdere for at hjælpe immobilisere knæleddet.

Oplysninger vedrørende anvendelse (se diagram)

- Fjern den ydre emballage, og åbn alle stropperne på knæ skinnen.
- Placer sidepanelerne, så de passer til patientens benstørrelse. (Se Figur. 1)
- Læg knæ skinnen fladt med spænderne og stropperne nedad. (Se Figur. 2)
- Skinnens holdere kan omformes, hvis det kræves.
- Skub støtten ind under patientens ben. (Se Figur. 3)
- Fastgør stropperne for at fastgøre støtten til patientens ben. (Se Figur. 4)

Indikationer for brug

- Konservativ behandling af knæskader.
- Oprethold knæforlængelse efter operationen.
- Oprethold knæforlængelse efter traume.
- Vedligehold knæ forlængelse efter bløddelsskader.

Kontraindikationer

- Trombose i de dybe vener i ben og lår.
- Påfør ikke i direkte kontakt med brudt hud.
- Enhver kendt allergi og / eller overfølsomhed over for ethvert materiale, der er anført i produktsammensætningen.

Advarsler og forholdsregler

- Vi anbefaler, at den indledende tilpasning af dette udstyr udføres af en kvalificeret sundhedsperson, der kan rådgive vedrørende brug.
- Læs omhyggeligt alle instruktioner og advarsler inden brug.
 - Følg alle instruktioner for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
 - Brug ikke, hvis der er brugt påføringstoffer, salver, geler, kremer eller andre stoffer på det berørte område.
 - Må ikke genbruges til en anden patient, da der risikeres krydsinfektion og kan kompromittere produktintegriteten.
 - Udfør regelmæssige hud- og cirkulationskontroller, især hos patienter med diabetes, vaskulære diagnoser og neurologiske tilstande.
 - Hvis der opstår bivirkninger, bedes du stoppe og kontakte din sundhedsperson eller udbyder af dette produkt.
 - Enhedens holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. genstande med skarpe kanter eller beskadigelse på fastgørelsesdelene. For at forhindre dette skal fastgørelsesdelene altid fastgøres, når enheden ikke bruges, eller når den vaskes.

Instruktioner vedrørende vask og pleje

- Fjern metal stænger.
- Luk over alle krog / løkke stropper.
- Vask støtten i hånden med koldt vand med et mildt rengøringsmiddel.
- Skyld og tør.
- Brug ikke tørretumbler.
- Skylemiddel må ikke bruges.
- Før ny brug, skift metal stænger.
- Kontroller for enhver forringelse, der kan påvirke brugen.
- Kontroller med jævne mellemrum, at fastgørelsesdelene fungerer korrekt, og at metalskinnen er på plads.

Materialsammensætning

Nylon, Cotton, Aluminium, Polyamide, Polyester, Polyurethane, Stål, POM.

Opbevarings- og transportforhold

Opbevar i originalemballagen, på et køligt, tørt sted uden direkte sollys.

Genbrug og bortskaffelse

Emballage og bestanddele skal genbruges eller bortskaffes ifølge overensstemmelse med lokale eller nationale love.

Alvorlig hændelse

Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til producenten og de relevante myndigheder i EU-medlemsstaten eller det land, hvor du bor.

SUOMI

Tuotekuvas

Kolmipaneelinen polven immobilisaatio-ortoosi, jossa on tarranauhat ja kiskot, polvinivelen immobilisoimiseksi.

Käyttötiedot (katso kuvat)

- Poista ulompi pakkaus ja avaa kaikki polvituen tarranauhat.
- Aseta kiskot potilaan jalan koon mukaan. (Katso kuva 1).
- Aseta polviortoosi vaaka-asentoon soljet ja tarranauhat alaspäin. (Katso kuva 2).
- Kiskot voidaan tarvittaessa muotoilla uudelleen.
- Aseta ortoosi potilaan jalan alle. (Katso kuva 3).
- Kiinnitä tarranauhat ortoosiin kiinnittämiseksi potilaan jalkaan. (Katso kuva 4).

Käyttöohjeet

- Polvivammojen konservatiivinen hoito.
- Polven ojennuksen ylläpito leikkauksen jälkeen.
- Polven ojennuksen ylläpito trauman jälkeen.
- Polven ojennuksen ylläpito pehmytkudosvammojen jälkeen.

Vasta-aiheet

- Säären ja reiden syvä laskimotukos.
- Älä käytä tuotetta suoraan kosketukseen vaurioituneen ihon kanssa.
- Mikä tahansa tunnettu allergia ja / tai yliherkkyys jollekin tuotteen koostumuksessa luettellulle materiaalille.

Varoitukset ja varotoimet

- Suosittellemme, että tämän laitteen enisovitus tehdään pätevän terveydenhuollon ammattilaisen toimesta, joka neuvoo käyttöajan.
- Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöä.
 - Noudata kaikkia ohjeita laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
 - Älä käytä, jos linimenttejä, salvaa, geelejä, voiteita tai muita aineita on levitetty vaurioituneelle alueelle.
 - Älä käytä uudelleen toisella potilaalla, koska se voi aiheuttaa infektion ja vaarantaa tuotteen turvallisuuden.
 - Suorita säännölliset iho- ja verenkiertotarkastukset, erityisesti potilaille, joilla on diabetes, verisuoniogelmia ja neurologisia sairauksia.
 - Jos haittavaikutuksia ilmenee, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai toimittajaan.
 - Laitteen kestävyyttä voivat heikentää tietyt tekijät, esim. esineitä, joissa on terävät reunat tai vaurioituneet tarranauhat. Tämän estämiseksi tarranauhat tulee kiinnittää aina, kun laitetta ei käytetä tai sitä pestään.

Pesu- ja hoito-ohjeet

- Irrota kiskot.
- Sulje kaikki tarranauhat (ja poista pehmuste).
- Käsinpesu viileässä vedessä miedolla pesuaineella.
- Huuhtele ja tasokuivaa.
- Älä linkoa tai rumpukuivaa.
- Älä koskaan käytä huuhteluainetta.
- Aseta kiskot paikalleen ennen uudelleenkäyttöä.
- Tarkista mahdolliset kulumiset, jotka saattavat vaikuttaa käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti, että tarranauhat toimivat kunnolla ja että kiskot ovat kunnolla kiinni.

Tuotteen koostumus

Nailon, puuvilla, alumiini, polyamidi, polyesteri, polyuretaani, teräs, POM.

Varastointi ja kuljetusolosuhteet

Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, alkuperäispakkauskessa.

Kierrätys ja jätehuolto

Pakkaukset ja tuotteen osat on kierrätettävä tai hävitettävä turvallisesti paikallisten tai kansallisten lakien mukaisesti.

Vakava sattumus

Ilmoita vakavista sattumuksista valmistajalle ja EU-maan tai asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

SVENSKA

Produktbeskrivning

En knäimmobiliseringssortos med tre paneler som har remmar och skenor för att hjälpa till att immobilisera knäleden.

Användningsinformation (se bilder)

- Ta bort den yttre förpackningen och öppna alla remmar på knäortosen.
- Placera sidopanelerna så att de passar patientens benstörlek. (Se fig. 1)
- Lägg kneortosen plant med spännen och remmar nedåt. (Se fig. 2)
- Skinnene kan formas på nytt om nödvendig.
- Skyv ortosen under pasientens bein. (Se fig. 3)
- Fäst stroppene för at sikre ortosen til pasientens bein. (Se fig. 4)

Indikationer för användning

- Konservativ behandling av knäskador.
- Bibehålla knäextension efter operationen.
- Bibehålla knäextension efter trauma.
- Bibehålla knäextension efter mjukdelsskador.

Kontraindikationer

- Trombos i de djupa venerna i benet och låret.
- Applicera inte i direkt kontakt på skadad hud.
- All känd allergi och/eller överkänslighet mot material som anges i produktsammansättningen.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Vi rekommenderar att utprovning av denna ortos utförs av lämplig kvalificerad vårdpersonal som ger råd om användningsperioden.
- Läs noga igenom alla instruktioner och varningar före användning.
 - Följ alla instruktioner för att säkerställa enhetens korrekta prestanda.
 - Använd inte om liniment, salvor, geler, krämer eller andra ämnen har applicerats på det drabbade området.
 - Återanvänd inte på någon annan patient, eftersom det riskerar infektion och kan äventyra produktens säkerhet.
 - Utför regelbundna hud- och cirkulationskontroller, särskilt på patienter med diabetes, kärlproblem och neurologiska tillstånd.
 - Om det uppstår biverkningar, vänligen sluta använda produkten och kontakta din läkare eller leverantören.
 - Enhetens hållbarhet kan äventyras av vissa faktorer, t.ex. föremål med vassa kanter eller skador på kardborrbanden. För att förhindra detta bör kardborrbanden alltid fästas när enheten inte bärs eller när den tvättas.

Tvätt- och skötselanvisningar

- Ta bort metallskenorna.
- Lukk alla kardborrband.
- Handtvätta stödet i kallt vatten med mildt rengöringsmedel.
- Sköjl och torka plant.
- Ska inte centrifugeras eller torktumlas.
- Skylles och torkes flatt.
- Använd aldrig sköljmedel.
- Sätt tillbaka metallskenorna före återanvändning.
- Kontrollera om produkten utsatts för slitage som kan påverka användningen.
- Kontrollera regelbundet att kardborrefästena fungerar säkert och att metallskenorna sitter fast ordentligt.

Materialsammansättning

Nylon, Bomull, Aluminium, Polyamid, Polyester, polyuretan, Stål, POM.

Förvarings- och transportförhållanden

Förvara på en sval, torr plats utan direkt solljus, i originalförpackningen.

Återvinning och bortskaffande

Förpackningar och beståndsdelar ska återvinnas eller kasseras på ett säkert sätt i enlighet med lokala eller nationella lagar.

Allvarlig incident

Rapporter alla allvarliga händelser till tillverkaren och behörig myndighet i den EU-medlemsstat eller det land där du bor.

NORSK

Produktbeskrivelse

En trepanel kneimmobiliseringsortose med stropper og skinner for å immobilisere kneleddet.

Bruksinformasjon (se diagrammet)

- Fjern den ytre emballasjen, og åpne alle stroppene på kneortosen.
- Posisjoner sidepaneler for å akkomodere pasientens beinstørrelse. (Se fig. 1)
- Legg kneortosen flatt med spennene og stroppene vendt nedover. (Se fig. 2)
- Skinnene kan formes på nytt om nødvendig.
- Skyv ortosen under pasientens bein. (Se fig. 3)
- Fest stroppene for å sikre ortosen til pasientens bein. (Se fig. 4)

Indikasjoner for bruk

- Konservativ behandling for kneskader.
- Oppretthold kneustrekning etter kirurgi.
- Oppretthold kneustrekning etter traume.
- Oppretthold kneustrekning etter bløtvevsskader.

Kontraindikasjoner

- Trombose i dyppenene til bein og lår.
- Skal ikke påføres i direkte kontakt med skadet hud.
- Enhver kjent allergi og/eller hypersensitivitet for materiale oppført i produktsammensetning.

Advarsler og forholdsregler

- Vi anbefaler at den første monteringen av dette utstyret gjennomføres av kompetent helsepersonell som vil gi råd om bruksperioden.
- Les alle instruksjoner og advarsler grundig før bruk.
 - Følg alle instruksjoner for å sikre at utstyret fungerer som det skal.
 - Skal ikke brukes hvis salver, geler, kremer eller andre stoffer har blitt påført det berørte området.
 - Må ikke gjenbrukes for en annen pasient, å gjøre det øker risiko for kryssinfeksjon og kan kompromittere produktsikkerheten.
 - Gjennomfør regelmessige hud- og kretsløpskontroller, spesielt pasienter med diabetes, karsykdommer og neurologiske lidelser.
 - Hvis det skulle oppstå noen bivirkninger, avslutt bruken og kontakt helsepersonell eller leverandøren av dette produktet.
 - Holdbarheten til utstyret kan kompromitteres av visse faktorer, f.eks. objekter med spisse kanter eller skade på kardborresterne. For å forhindre dette bør borrelåsfesterne alltid være festet når utstyrte ikke brukes eller når det vaskes.

Instruksjoner for vask og stell

- Fjern metallstenger.
- Lukk alle borrelåsstropper.
- Håndvask støtten i kaldt vann med mildt rengjøringsmiddel.
- Skylles og tørkes flatt.
- Skal ikke sentrifugeres eller has i tørketrommel.
- Tøymykner skal ikke brukes.
- Sett tilbake metallskinnener før gjenbruk.
- Se etter forringelse som kan påvirke bruk.
- Sjekk med jevne mellomrom at borrelåsfestere fungerer som de skal og at metallskinnene er festet på plass.

Materialsammensetning

Nylon, Bomull, Aluminium, Polyamid, Polyester, polyuretan, Stål, POM.

Lagings- og transportforhold

Oppbevares på et kaldt, tørt sted utenfor direkte sollys, i originalemballasjen.

Resirkulering og avhending

Emballasje og bestanddeler bør resirkuleres eller kasseres i samsvar med lokale eller nasjonale lover.

Alvorlig hendelse

Rapporter alle alvorlige hendelser til produsenten og kompetent myndighet i EU-medlemsstaten eller landet du bor i.

POLSKI

Polis produktu

Trzypanelowa orteza unieruchamiająca staw kolanowy z paskami i usztywniaczami pomagającymi unieruchomić staw kolanowy.

Informacje o zastosowaniu (patrz schemat)

- Zdjąć zewnętrzne opakowanie i rozpiąć wszystkie paski stabilizatora na kolano.
- Ustawić panele boczne tak, aby dopasować je do rozmiaru nogi pacjenta. (patrz rys. 1)
- Położyć stabilizator stawu kolanowego płasko, tak aby sprzączki i paski były skierowane w dół. (patrz rys. 2)
- W razie potrzeby można zmienić kształt usztywniaczy unieruchamiających.
- Wsunąć ortezę pod nogę pacjenta. (patrz rys. 3)
- Zapiąć paski, aby przymocować ortezę do nogi pacjenta. (patrz rys. 4)

Wskazania do stosowania

- Leczenie zachowawcze urazów kolana.
- Utrzymanie wyprostu kolana po operacji.
- Utrzymanie wyprostu kolana po urazie.
- Utrzymanie wyprostu kolana po urazach tkanek miękkich.

Przeciwwskazania

- Zakrzepica żył głębokich nogi i uda.
- Nie wolno stosować w bezpośrednim kontakcie z uszkodzoną skórą.
- Znana alergia i/lub nadwrażliwość na jakikolwiek materiał wymieniony w składzie produktu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Zalecamy, aby początkowe dopasowanie tego wyrobu zostało przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, który doradzi w kwestii koniecznego okresu użytkowania.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia.
 - Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe działanie wyrobu.
 - Nie wolno stosować w przypadku, gdy na chore miejsce zostały nałożone płyny do nacierania, maści, żele, kremy lub jakiegolwiek inne substancje.
 - Nie wolno używać ponownie tego samego produktu do leczenia innego pacjenta, gdyż grozi to zakażeniem krwizowym i może naruszyć integralność produktu.
 - Należy regularnie kontrolować stan skóry i krążenie, szczególnie u pacjentów z cukrzycą, niewydolnością naczyniową i schorzeniami neurologicznymi.
 - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania produktu i skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia lub dostawcą tego produktu.
 - Pewne czynniki mogą zmniejszyć trwałość ortezy np. przedmioty o ostrych krawędziach lub uszkodzenia zapiąć z rzepami. Aby temu zapobiec, rzepy powinny być zawsze zapięte, gdy wyrob nie jest noszony lub w trakcie prania.

Instrukcje prania i pielęgnacji

- Wyjąć metalowe pręty.
- Zapiąć wszystkie paski na rzepy.
- Stabilizator należy prać ręcznie w chłodnej wodzie z użyciem łagodnego detergentu.
- Wypłukać i wysuszyć na płasko.
- Nie wirować i nie suszyć w suszarce bębnowej.
- W żadnym wypadku nie należy używać płynu do płukania tkanin.
- Przed ponownym użyciem należy ponownie włożyć w stabilizator metalowe pręty.
- Należy sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na użytkowanie produktu.
- Należy okresowo sprawdzać, czy rzepy mocno się trzymają i czy metalowa szyna jest pewnie zamocowana na swoim miejscu.

skład rodziny produktów

nylon, bawełna, aluminium, poliamid, poliester, poliuretan, stal, POM.

Warunki przechowywania i transportu

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w oryginalnym opakowaniu.

Recykling i utylizacja

Opakowanie i części składowe należy poddać recyklingowi lub bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi, lub krajowymi przepisami.

Poważne incydenty

Należy zgłaszać wszelkie poważne incydenty producentowi i właściwym władzom państwa członkowskiego UE lub kraju zamieszkania użytkownika.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή Προϊόντος

Ορθώση ακινητοποίησης γónατος τριών φύλλων με λουριά και δετήρες για προσφορά ακινητοποίησης της άρθρωσης του γónατου.

Πληροφορίες Χρήσης (Βλέπε διάγραμμα)

- Αφαιρέστε την εξωτερική συσκευασία και ανοίξτε όλα τα λουριά του ακινητοποιητή γónατος.
- Τοποθετήστε τα πλαινά φύλλα έτσι ώστε να επαρκούν για το μέγεθος του ποδιού του ασθενούς. (Βλέπε Εικ. 1)
- Ακουμπήστε τον ακινητοποιητή γónατος επίπεδο με τις αγκράφες και τα λουριά να κοιτάζουν προς τα κάτω. (Βλέπε Εικ. 2)
- Οι δετήρες του ακινητοποιητή μπορούν να διαφοροποιηθούν εάν χρειάζεται.
- Περάστε τον νάρθηκα κάτω από το πόδι του ασθενούς. (Βλέπε Εικ. 3)
- Δέστε τα λουριά για να ασφαλίσετε τον νάρθηκα στο πόδι του ασθενούς. (Βλέπε Εικ. 4)

Ενδείξεις για Χρήση

- Συντηρητική θεραπεία για κακώσεις γónατος.
- Διατήρηση προέκτασης γónατος κατόπιν επέμβασης.
- Διατήρηση προέκτασης γónατος κατόπιν τραύματος.
- Διατήρηση προέκτασης γónατος κατόπιν κακώσεων μαλακού ιστού.

Αντενδείξεις

- Θρόμβωση βαθιών φλεβών του ποδιού και του μηρού.
- Μην εφαρμόζετε σε άμεση επαφή με σπασμένο δέρμα.
- Οποιαδήποτε γνωστή αλλεργία και/ή υπερευαισθησία σε κάποιο από τα υλικά που αναγράφονται στην σύνθεση του προϊόντος.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

- Συστήνουμε η αρχική εφαρμογή αυτής της συσκευής να πραγματοποιείται από έναν κατάλληλο αναγνωρισμένο επαγγελματία υγείας ο οποίος μπορεί να συμβουλευθεί για την περίοδο χρήσης.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις πριν την χρήση.
 - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για να επιτύχετε την σωστή απόδοση της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε εάν λoσιόν, αλοιφές, τζελ, κρέμες ή άλλες ουσίες έχουν τοποθετηθεί στην τραυματισμένη περιοχή.
 - Μην χρησιμοποιείτε ξανά για άλλον ασθενή, σε τέτοια περίπτωση μπορεί να προκληθεί επιμόλυνση και να αλλοιωθεί η ακεραιότητα του προϊόντος.
 - Εκτελείτε τακτικούς δερματικούς και κυκλοφοριακούς ελέγχους, ειδικά για ασθενείς με διαβήτη, φλεβικές ανεπάρκειες και νευρολογικές παθήσεις.
 - Στην περίπτωση που προκληθούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις, διακόψτε την χρήση και επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας ή τον προμηθευτή αυτού του προϊόντος.
 - Η αντοχή της συσκευής μπορεί να αλλοιωθεί από ορισμένους παράγοντες, π.χ., αντικείμενα με κοφτερές άκρες ή ζημιά στους συνδέσμους αγκίστρου και βρόχου. Για να το αποφύγετε αυτό οι σύνδεσμοι αγκίστρου και βρόχου θα πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένοι όταν η συσκευή δεν είναι φορεμένη ή κατά την πλύση.

Οδηγίες Πλυσίματος και Φροντίδας