

Fast-Lite

Hurtige, præfabrikerede løsninger til Gipsrummet



Hurtige præfabrikerede løsninger med Fast-Lite

Den nye Fast-Lite er en innovativ, forformet gipsskinne, der revolutionerer gipsningsprocessen ved at gøre anlæggelsen hurtigere og mere smidig. De forformede skinner til albue og underben er fremstillet af X-Lite® Classic og kan nemt opvarmes og formes direkte på patienten – hvilket effektiviserer processen og sparer værdifuld tid for både patient og gipsetekniker/sygeplejerske.

Let, behageligt og stærkt

X-Lite® Classic materialet er stærkt og stabilt med en åben struktur, der lader huden ånde.

Effektiv og tidsbesparende

Let og smidig at påføre. Hærder hurtigt og giver fuld støtte til patientens ekstremitet inden for 20 minutter.

Let at tilpasse

Kan punktopvarmes og trimmes for at muliggøre præcis pasform og individuel tilpasning.

Stærk og rigid

X-Lite® er et meget stærkt materiale. Man kan bruge betydeligt mindre materiale og stadig opnå samme styrke som med andre skinne- og gipsmaterialer på markedet.



Giftfri og miljøvenlig

Langvarig immobilisering er ofte nødvendig ved frakturer og efter operation.

Det er vigtigt at vælge det rigtige gipsmateriale for at opnå det bedst mulige slutresultat og give klinikere og andet medicinsk uddannet personale de bedste forudsætninger for succes.

X-Lite® er et holdbart produkt, der giver patienten komfort ved at være let og ventilerende, uden skadelige stoffer i materialet. Fast-Lite er fabrikeret i X-Lite® som er fremstillet af bomuld og imprægneret med en giftfri polymer, hvilket sikrer god komfort for patienten og et sikkert arbejdsmiljø for personalet.



Sådan bruges Fast-Lite

Fast-Lite er nemt at bruge og kan hurtigt tilpasses patientens behov. Materialet bliver blødt og formbart ved varmeaktivering i et vandbad indstillet til 65°C.

1. Mål patienten. Hvis skinnen er for stor, kan du markere hvor den skal justeres, blødgøre materialet i varmebadet og klippe det til den rette størrelse.
2. Læg stockinette og polstring på patienten.
3. Placer Fast-Lite i vandbadet i 20–30 sekunder, så materialet bliver blødt. Det er vigtigt at starte med skinnens led for at sikre en god pasform ved hæl eller albue.
4. Form ortosen omkring patienten og sørg for, at leddet passer korrekt.
5. Arbejdstiden er 3–4 minutter, og materialet er fuldt hærdet efter 20 minutter.



Artikelnummer	Størrelse	Skinne	Ve/Hø
64961	S - XL	Underbensskinne	Universal
64962	S - XL	Albueskinne	Ve/Hø

*Hurtig og fleksibel
præfabrikeret løsning*



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no