


Programmering / Evaluering

Patient ID (ej navn)		Fødselsdato			
Diagnose					
Tidligere anvendt hjælpemiddel					
Indstillinger					
Modus		Smart <input type="checkbox"/>	Normal <input type="checkbox"/>		
Pulsvidde (µs)	100 <input type="checkbox"/>	150 <input type="checkbox"/>	200 <input type="checkbox"/>	250 <input type="checkbox"/>	300 <input type="checkbox"/>
Frekvens (Hz)	16 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	25 <input type="checkbox"/>	33 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>
Slukket efter inaktivitet	0,5 h <input type="checkbox"/>	1 h <input type="checkbox"/>	2 h <input type="checkbox"/>	3 h <input type="checkbox"/>	4 h <input type="checkbox"/>
Stimulerings intensitet (mA)					
Professionel indstilling (Kun ved normal modus)					
Vinkel A (stim. PÅ)		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> Venstre <input type="checkbox"/> Højre <input type="checkbox"/> </div>  </div>			
Vinkel B (Stim. slukket)					
Forskydning (tid fra der hvor vinkel A nås til stim. aktiveres)					
Max. tid stimulering					
Løfttid (fra stim sættes igang til max)					
Sænknings tid (graderet slukning for at forhindre fuldt drop)					
Kommentarer					
Evaluering udført af					
Navn		Titel		Dato	Underskrift