

Endnu en udvikling inden for ToeOFF®-Familien!

NAVIGAIT™ er alternativet til let dropfod hvor løftet enkelt kan justeres med elastikbåndet efter brugerens behov.

- Udviklet til at hjælpe personer med let dropfod til bedre dorsalfleksion.
- Den polstrede plastdel sidder behageligt mod benets forside.
- Har en aftagelig vaskbar polstring.
- Graden af dorsalfleksion justeres ved krogens placering i skoen eller velcrobåndets placering..
- Det smidige design gør den usynlig under lange bukser.
- NAVIGAIT™ findes i to størrelser.
- Plastdelen kan ved behov trimmes i over- og underkant.

NAVIGAIT™

Anvendelsesområder/Indikationer

NAVIGAIT™ er beregnet til at støtte foden når muligheden for aktiv dorsalfleksion er reduceret som følge af neurologiske tilstande såsom stroke, MS, Post-Polio etc.

Kontraindikationer

NAVIGAIT™ skal ikke anvendes af personer der udviser spasticitet eller har kraftige ødemer.

Øvrigt

NAVIGAIT™ adresserer ikke fejstillinger i foden og deformiteter, disse skal behandles med sko og/eller indlæg efter behov.

Ved andre indikationer anbefaler vi de øvrige produkter inden for ToeOFF®-Familien.



En vigtig del af vores produktudvikling er at lytte til markedet og indsamle de oplysninger og ønsker der dukker op fra både brugere og de ortopædtekniske virksomheder.

Udviklingen af NAVIGAIT™ er et unikt samarbejde mellem brugere, bandagister og Camp Scandinavia. Som et led i vores ambition "Support for better life" er udviklingen af sortimentsbredden vigtig for at imødekomme alle de forskellige behov der findes.

Peter Allard
VD

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Plastdelens højde
28410 0011	NAVIGAIT™	Small/Medium	27,5 cm
28410 0013	NAVIGAIT™	Large/XLarge	31,5 cm
28412 0011	Ekstra bånd m. krog	Small/Medium	
28412 0013	Ekstra bånd m. krog	Large/XLarge	

patent pending



September 2010 ©