


Carbon Footplate & Carbon Footplate Rigid



Carbon Footplate for støtte og stabilitet

Udviklet med næsten tre årtiers erfaring med ankel- og fodortoser i kulfiberkomposit.

Vores kulfiberisål er autoklaveret, let og formet efter skoens silhuet for at give en mere behagelig pasform. Kolfibersålen hjælper med at minimere smerte ved patienter med forskellige stressfrakturer, skader eller gigt i forfoden eller i mellemfodsregionen. Carbon Footplate er tilgængelig i to forskellige versioner, regular og rigid, for at imødekomme individuelle behov.



Brug en båndsliber eller Dremel til at slibe og tilpasse Carbon Footplate. Følg altid brugsanvisningen, der følger med produktet, når du tilpasser Carbon Footplate.

Artikeloversigt

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Længde	Bredde	Tykkelse
280351011	Carbon Footplate	Small	Venstre	235 mm	77 mm	1,8 mm
280351012	Carbon Footplate	Medium	Venstre	255 mm	80 mm	1,8 mm
280351013	Carbon Footplate	Large	Venstre	275 mm	90 mm	1,8 mm
280351014	Carbon Footplate	X-Large	Venstre	305 mm	99 mm	1,8 mm
280352011	Carbon Footplate	Small	Højre	235 mm	77 mm	1,8 mm
280352012	Carbon Footplate	Medium	Højre	255 mm	80 mm	1,8 mm
280352013	Carbon Footplate	Large	Højre	275 mm	90 mm	1,8 mm
280352014	Carbon Footplate	X-Large	Højre	305 mm	99 mm	1,8 mm
280361011	Carbon Footplate Rigid	Small	Venstre	235 mm	77 mm	2,0 mm
280361012	Carbon Footplate Rigid	Medium	Venstre	255 mm	80 mm	2,0 mm
280361013	Carbon Footplate Rigid	Large	Venstre	275 mm	90 mm	2,0 mm
280361014	Carbon Footplate Rigid	X-Large	Venstre	305 mm	99 mm	2,0 mm
280362011	Carbon Footplate Rigid	Small	Højre	235 mm	77 mm	2,0 mm
280362012	Carbon Footplate Rigid	Medium	Højre	255 mm	80 mm	2,0 mm
280362013	Carbon Footplate Rigid	Large	Højre	275 mm	90 mm	2,0 mm
280362014	Carbon Footplate Rigid	X-Large	Højre	305 mm	99 mm	2,0 mm

Komfortabel pasform

Reduceret smerte

Carbon Footplate er designet til at beskytte MTP-leddene og forfoden ved at begrænse bevægeudslaget (ROM), fordele trykket og fremme en naturlig fodafvikling. Den kan anvendes efter immobiliserende behandling med en postoperativ sko eller walker for gradvist at øge mobiliteten. Ved amputation af tå IV og/eller V kan den også forbedre balancen.

Carbon Footplate Rigid giver ekstra støtte og stabilitet, hvor bevægeudslaget i tåleddene skal begrænses yderligere. For patienter med tåamputation bidrager sålen til bedre balance og et mere effektivt fraskub i slutningen af standfasen.

For bedste komfort og funktion bør kulstoffodspladen dækkes med en indlægssål.

Begrænser bevægelseomfanget for at mindske smerte.

Formet efter skoen for en behageligere pasform.

Tilpasset til sko med 5-10 mm hælhøjde.



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no