

# VISSION<sup>™</sup> produktsortiment



# Oplev VISSION™ sortimentet

## Fremmer restitution med komfort og stabilitet

Vission er en serie ortoser, der er specielt udviklet til traumebehandling og behandling af skader og overbelastning. Serien har et klassisk, funktionelt design og tilbyder et bredt udvalg af modeller og størrelser med fokus på materialer, pasform og komfort. Den bløde inderside giver høj komfort, mens den fleksible elastik sikrer en stabil og behagelig støtte, der holder ortosen på plads. Ortoserne er fremstillet af slidstærke materialer, som bevarer både form og elasticitet over tid.



Nyhed!

### VISSION™ Wrist Orthosis Dorsal

En behagelig håndledsortose i tekstil udviklet til klinisk brug og som er ideel når en volar skinne ikke tolereres eller giver ubehag under arbejdsopgaver. Ortosen har to fleksible plastiskinner på dorsalsiden, som begrænser håndleddets ekstension, samtidig med at fuld gribefunktion bevares. Et elastisk håndledsbånd giver yderligere stabilisering, og støtteniveauet kan justeres ved at bruge en eller begge skinner. Justerbar tommelrem

#### Anvendelsesområde:

Til behandling af tendinitis, karpaltunnelsyndrom, lateral epikondylitis, hypermobilitet, reumatiske tilstande og uspecifik smerte.



### VISSION™ Wrist Orthosis

En håndledsortose i standardmodel fremstillet i et stabilt og slidstærkt elastisk materiale med en blød og behagelig inderside. Modellen er helt åben og enkel at tage på og af. Ortosen har en god anatomisk pasform inde i hånden, over håndryggen og omkring tommelens muskulatur. Den giver en stabilt støtte og har en formbar plastskinne volart. Åbent justerbart tommelgreb.

#### Anvendelsesområde:

Inflammationer, arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.



### VISSION™ Wrist Orthosis Short

En kortere håndledsortose, fremstillet i et stabilt og slidstærkt elastisk materiale med en blød og behagelig inderside. Modellen er helt åben og enkel at tage på og af. Ortosen har en god anatomisk pasform i håndfladen, over håndryggen og rundt om tommelens muskulatur. Denne model er uden skinne volart. Åben justerbart tommelgreb.

#### Anvendelsesområde:

Støtter og aflaster håndleddet efter skade, operation, afgipsning, hypermobilitet, reumatiske problemer, ved kronisk smertetilstand, slidskader eller overbelastningsbesvær. Kan også anvendes forebyggende ved tunge og monotone bevægeligheder.



### VISSION™ Wrist Orthosis with thumb part

Smidig, elastisk håndledsortose med tommeldel lavet i et stabilt og slidstærkt materiale med en blød og behagelig inderside. Ortosen er beregnet til at begrænse bevægelsen i CMC og MCP 1 leddet og til at positionere tommelen i en funktionel position samt begrænse fleksion i håndleddet.

Ortosen har en formet plastskinne på volarsiden. Tommeldelen har et ekstra bånd, som yderligere kan justeres i tommelgrebet.

#### Anvendelsesområde:

Let til moderat instabilitet i CMC og MCP 1, ligamentskader, betændelse, degenerative sygdomme, traume.



### VISSION™ Neo Thumb

Blød og fleksibel tommelortose i latexfri neopren, der giver både varme og støtte til CMC- og MCP-leddene. I hvile holder den tommelfingeren i en neutral position.

Fås i to længder, hvor den længere model også giver støtte til håndleddet. Kan klippes til ønsket form.

#### Anvendelsesområde:

Reumatologiske sygdomme, aflastning, hypermobilitet i tommelen og håndled.

Lang model



Kort model



### VISSION™ Thumb Orthosis with Stay

Blød, elastisk tommelortose i lang og kort model, fremstillet af slidstærkt og komfortabelt materiale. Designet til at begrænse bevægelse i CMC- og MCP I-leddene og positionere tommelfingeren funktionelt. Den lange model giver desuden let støtte til håndleddet. Begge modeller har en plastskinne på tommelsiden med polstret pude samt en åben, justerbar rem; den lange models skinne er aftagelig for øget fleksibilitet.

#### Anvendelsesområde:

Lang model: Artrose og/eller instabilitet i CMC- og MCP I-led, triggerfinger og De Quervains sygdom.  
Kort model: Instabilitet i CMC- eller MCP-led, inflammation, degenerative tilstande, overbelastningsskader og reumatisme.

Lang model



Kort model





### VISSION™ CTS Night Splint

VISSION™ CTS er en natskinne designet til at lindre og/eller forhindre natlig følelseløshed i hænderne, som opstår som følge af karpaltunnelsyndrom.

**Anvendelsesområde:**  
Karpaltunnelsyndrom.



New!

### VISSION™ Finger Splint POSI

En tekstilortose udviklet til klinisk brug ved immobilisering af hånd og fingre (II-V). Ortosen har en justerbar volar aluminiumskinne, som muliggør præcis positionering i "Position of Safe Immobilization" (POSI) – en funktion, der beskytter leddene, reducerer risikoen for kontrakturer og fremmer optimal heling. Den justerbare distale rem kan placeres og tilpasses for at sikre optimal pasform. Den brede rem bidrager til at reducere ødem i fingrene.

**Anvendelsesområde:**  
Traume, postoperativt, frakturer i metakarpalknogler og fingre. Dupuytren's kontraktur.



### VISSION™ Finger Splint Multi

Denne ortose er til immobilisering af fingrene efter skade eller operation for at forhindre kontrakturer i fingerleddene. Kan også bruges til konservativ fingerterapi samt behandling af Dupuytren syndrom. Tilstande der kræver midlertidig immobilisering af fingrene. Ortosen kan også bruges i forbindelse med behandling ved frakturer af metacarpalknoglerne III-V og dens tilknyttede falanger.

**Anvendelsesområde:**  
Immobilisering, Dupuytren syndrom, ved frakturer.



### VISSION™ Finger Splint

Fingerskinne til immobilisering af finger efter skade eller operation for at forhindre kontrakturer i fingerleddene. Kan også bruges ved konservativ fingerterapi og ved Dupuytren syndrom samt tilstande som kræver midlertidig immobilisering af fingrene.

**Anvendelsesområde:**  
Immobilisering af finger efter skade eller operation, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom og tilstande som kræver midlertidig immobilisering af fingrene.



## VISSION™ Lycra Neck Collar

Blød halskrave i anatomisk formet model som giver aflastning og støtte til nakkens strukturer. Følger hagen og brystets konturer for at give en behagelig pasform. Betrækket af Lycra giver et moderne udseende samt en kølig og behagelig følelse mod huden. Materialet er 100% fri for Latex.

### Anvendelsesområde:

Midlertidig aflastning af nakke ved f.eks overbelastet muskulatur eller reumatiske smerter.



## VISSION™ Shoulder Orthosis IMMO

Vission Skulderortose er beregnet til at immobilisere og holde overarm, albue og underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen er specielt egnet til skulder og brystmuskelskader. Ortosen er vendbar og kan anvendes både til venstre og højre skulder

### Anvendelsesområde:

Skulder-, arm-, albueskader og skader i skulderledet (fraktur, dislokation og forstuvning). Efter skulder- og brystmuskel-kirurgi. Plexus brachialis-parese.

