

SELECTION® et materiale udviklet til HÆNDER & TOMMEL!

- Udviklet for at optimere funktion og komfort
- Materiale i konstant udvikling
- Blød inderside
- Åndbart materiale
- Tørrer hurtigt
- Absorberende
- Maskinvaskes
- Klippes i uden at trævle
- Materialet er testet i forhold til kropsnære tekstiler i henhold til SGS
- Tilpasset funktion, hvor det behøves
- Giver en behagelig og kølig følelse
- Ingen hårde kanter
- Snørelukning giver passende størrelse og støtte
- I kraft af den lave profil i ortoserne kan de anvendes under handsker



SELECTION®


Et materiale, der blandt andet er udviklet til hånd- og håndledsortoser.

SELECTION® POWERNET

Funktionsbærende, er den indre tekstile netstruktur. Det giver materialet sin perfekte elasticitet og er medvirkende til en god og smidig støtte.

SELECTION® AIR

Tyndt, blødt og 100% luftgennemtrængeligt materiale. Anvendes i de dele på ortosen, hvor tekstilet ikke skal føles eller ikke må blive varm. Giver en ekstra smidig funktion.



SELECTION®

Alle vores materialer testes omhyggeligt i et internationalt godkendt testinstitut for at sikre, at de ikke indeholder emner, som kan være skadelige for hverken voksne eller børn.

Velcrobåndene, som anvendes i produkterne, er nøje udvalgt for at passe præcis til den valgte funktion og er testet i forhold til at kunne åbnes og lukkes mange gange uden at blive slidt.

SELECTION® AIR & POWERNET

Kombinationen giver en anatomisk følsomhed, som tillader bevægelse, hvor begrænsninger ikke er nødvendige, men hvor stabiliteten behøves. En perfekt pasform med blød inderside og slidstærk yderside. Elegant med høj komfort.

SELECTION® Fingerloop

En tvillingbandage der effektivt holder to eller flere fingre sammen, så den stærkere finger kan hjælpe den svagere som støtte, beskyttelse og/eller for at øge bevægelsesområdet. Kan også anvendes som en statisk progressiv skinne til øget bevægelighed i DIP-leddet. Bandagen er fremstillet i 100 % slidstærkt og hurtigtørrende nylon. Svejset uden sømme og derfor let at klippe for en personlig pasform. Et eller flere bånd kan bruges samtidig. Det halvforberedte Fingerloop ark, som er 10 cm bredt, kan nemt klippes til individuelle bandager i ønsket bredde med en saks.

Anvendelsesområde:

Støtte til fingrene efter f.eks. skader, kirurgi, stabile frakturer, metakarpal frakturer, kroniske smertetilstande, forstuvninger, slidgigt og kontrakturer



Art.nr.	Model	Størrelse	Bredde	Længde	Antal/pakke
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15,5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark	-	10 cm	15,5 cm	1

SELECTION® Tommelortose SOFT

Smidig og elastisk tommelortose, som aflaster tommelens led og giver let støtte. Ved påvirket CMC- og MCP tilstand gives aflastning, men muliggør et aktivt "pinch-greb". I hvile holdes tommelen i en neutral position uden at belaste muskler og senefæste. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde

Reumatologiske sygdomme, aflastning, overbevægelighed i tommelens led, mild CMC-I artrose.

Art. nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35200	Sort	Ve/Hø	X-Small	< 13 cm
35200	Sort	Ve/Hø	Small	13-15 cm
35200	Sort	Ve/Hø	Medium	15-17 cm
35200	Sort	Ve/Hø	Large	17-20 cm
35200	Sort	Ve/Hø	X-Large	>20 cm
35201	Beige	Ve/Hø	X-Small	< 13 cm
35201	Beige	Ve/Hø	Small	13-15 cm
35201	Beige	Ve/Hø	Medium	15-17 cm
35201	Beige	Ve/Hø	Large	17-20 cm
35201	Beige	Ve/Hø	X-Large	>20 cm



SELECTION® Tommelortose RIGID

Smidig og elastisk tommelortose med ekstra stabilitet omkring tommelens strukturer. Udformningen giver støtte til thenarmuskulaturen, holder tommelen i en neutral position, aflaster CMC- og MCP og giver et aktivt "pinch-greb". I hvile holdes tommelen i en neutral position uden at belaste muskler og senefæste. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde

Reumatologiske sygdomme, aflastning, hypermobilitet i tommelens led, mild til moderat CMC-I artrose.

Art. nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35202	Sort	Ve/Hø	X-Small	< 13 cm
35202	Sort	Ve/Hø	Small	13-15 cm
35202	Sort	Ve/Hø	Medium	15-17 cm
35202	Sort	Ve/Hø	Large	17-20 cm
35202	Sort	Ve/Hø	X-Large	>20 cm
35203	Beige	Ve/Hø	X-Small	< 13 cm
35203	Beige	Ve/Hø	Small	13-15 cm
35203	Beige	Ve/Hø	Medium	15-17 cm
35203	Beige	Ve/Hø	Large	17-20 cm
35203	Beige	Ve/Hø	X-Large	>20 cm





SELECTION® SHORT

Smidig, elastisk håndledsortose uden skinne men med forstærkning på volarsiden. Ortosen, som er kortere end SELECTION® Håndledsortose Soft og Rigid, giver støtte i håndleddet uden at hindre bevægeligheden og giver let kompression. Den har en lav skæring i hånden for at følge håndens naturlige bøjning. Da snøren kommer fra ulnarsiden mindskes risikoen for, at tommelen positioneres forkert. Lukesystemet med snøre er let at åbne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgreb. Materialets konstruktion gør det muligt, at justere formen med en saks i forhold til optimal pasform. Ortosens længde er 13 cm på volarsiden.

Anvendelsesområde

Støtter og aflaster håndleddet efter skade, operation, ved kronisk smerte, slidtæge i led eller overbelastning. Efter ganglion-operationer og behov for kompression. Hypermobilitet ved Ehlers Danlos Syndrom. Ortosen kan også anvendes forebyggende ved tunge eller monotone bevægeligheder.

Art. nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35222/35223	Sort/Beige	Ve/Hø	X-Small	< 11 cm
35222/35223	Sort/Beige	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35222/35223	Sort/Beige	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35222/35223	Sort/Beige	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35222/35223	Sort/Beige	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm



SELECTION® SOFT

SELECTION® SOFT er en medium-stabil håndledsortose, som har den formede CS-skinne på volarsiden og en blødere (1 cm bred) lige plastskinne på dorsalsiden. Begge skinner er udtagelige. Ortosen har en lav skæring i hånden for at følge håndens naturlige bøjning og båndet rundt om tommelen lader thenarmuskulaturen arbejde frit. Den todelt lukning gør, at ortosen er let at åbne og lukke med en hånd og muliggør tilpasning af bredden ved bredere underarm. Da snøren kommer fra ulnarsiden mindskes risikoen for at tommelen positioneres forkert. Justerbart tommelgreb. Materialets konstruktion gør det muligt at justere formen med en saks i forhold til optimal pasform. Ortosens længde er 18 cm på volarsiden.

Anvendelsesområde

Når håndleddet har brug for aflastning f.eks. ved inflammation, arbejdsrelateret overanstrengelse samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Art. nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled	Underarms-mål*
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	X-Small	< 11 cm	
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm	
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm	
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm	
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm	
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	XX-Large	23 - 26 cm	
35204/35205	Sort/Beige	Ve/Hø	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm

* kun på plus-størrelser ved bredere underarm.



SELECTION® MULTIOPEN

DOBBELT låsefunktion

SELECTION® Multiopen er en medium-stabil håndledsortose med dobbelt låsefunktion. Den kan åbnes helt, dernæst løst samles med velcrobånd og spændes til via snørelukning.

- Brugeren kan selv beslutte, om ortosen skal åbnes helt hver gang den tages på/af eller om det blot er snørrefunktionen, der skal anvendes.
- Ortosen har en lav skæring i hånden for at følge håndens naturlige bøjefurer og en skæring rundt om tommelen, der lader thenarmuskulaturen arbejde frit.
- Den todelte snørelukning i kombination med velcrolukningen muliggør tilpasning af vidden ved brede underarme.
- I det snøren kommer fra ulnarsiden mindskes risikoen for at tommelen fejlpositioneres. Regulerbar tommelstrop fra volarsiden.
- Materialets konstruktion gør det muligt at justere formen en smule med saks i forhold til optimal pasform. Fremstillet i det luftige og bekvemme SELECTION®-materialet med alle de funktioner, som dette medfører.
- Ortosen er 22 cm lang, dvs 4 cm længere end SELECTION® Soft 35204.
- Den har en formbar aluminiumsskinne på volarsidan, som er udtagelig.

Art.nr.	Färg	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35209	Sort	Ve/Hø	X-Small	< 11 cm
35209	Sort	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35209	Sort	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35209	Sort	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35209	Sort	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm
35209	Sort	Ve/Hø	XX-Large	23 - 26 cm





SELECTION® RADIALIS TOMMEDEL

Nyt i SELECTION® er Fingerdel og Tommehel. Disse sælges separat for at kunne kombineres på bedst mulig måde. Både SELECTION® Radialis Tommehel og Fingerdel er beregnet til anvendelse ved radialisparese (drophånd, som skyldes skade på radialisnerven) for at muliggøre et funktionelt greb i perioden, hvor nerven opheler. Beregnet til at kombinere med SELECTION® Håndledsortoser 35204, 35205 og 35209.

Art.nr.	Färg	Ve/Hø	Størrelse	Mål
35216	Sort	Ve/Hø	Small	3 - 4 cm
35216	Sort	Ve/Hø	Large	5 - 6 cm

Mål: Længde ledcentrum MCP I – ledcentrum IPI.



SELECTION® RADIALIS FINGERDEL

Radialis Fingerdel består af to dele, hvilket gør den mere enkelt at tage på og tilpasse til bedste pasform. Fingerdelen fæstes mod ortosens bløde materiale på håndryggen. Enkel at montere og bekvem at anvende. Kan med fordel kombineres med Radialis Tommehel. Beregnet til at kombinere med SELECTION® Håndledsortoser 35204, 35205 og 35209.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds MCP 2-5
35217	Svart	Ve/Hø	Small	17 - 20 cm
35217	Svart	Ve/Hø	Medium	20 - 23 cm
35217	Svart	Ve/Hø	Large	23 - 27 cm





SELECTION® RIGID

SELECTION® Rigid er en medium-stabil håndledsortose med tommedel. Ortosen har den formede CS-skinne på volarsiden og en blødere (1 cm bred) lige plastskinne på dorsalsiden. Begge skinner er udtagelige. Tommel-delen giver gennem sit stabile materiale en god støtte. Den lave skæring i hånden følger håndens naturlige bøjning. Da snøren kommer fra ulnarsiden, mindskes risikoen for, at tommelen positioneres forkert. Den todelte lukning gør, at ortosen er let at åbne og lukke med en hånd og muliggøre tilpasning af bredden ved bredere underarm. Justerbart tommelgreb. Materialets konstruktion gør det muligt at justere formen med en saks i forhold til optimal pasform. Ortosens længde er 18 cm på volarsiden.

Anvendelsesområde

Når håndleddet og tommelen har brug for aflastning f.eks. ved inflammation, arbejdsrelateret overanstrengelse samt ved reumatiske eller degenerative forandringer:

Art. nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35206	Sort	Ve/Hø	X-Small	< 11 cm
35206	Sort	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35206	Sort	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35206	Sort	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35206	Sort	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm
35206	Sort	Ve/Hø	XX-Large	23 - 26 cm

SELECTION® OPEN WRIST

SELECTION® Open Wrist er en helt åben model, der muliggør let på- og aftagning af ortosen. En medium-stabil håndledsortose, som har den formede CS-skinne på volarsiden og en blødere (1 cm bred) lige plastskinne på dorsalsiden. Begge skinner er udtagelige. Ortosen har en lav skæring i hånden, som følger håndens naturlige bøjning og båndet omkring tommelen tillader thenarmuskulaturen at arbejde frit. Det ekstra "fixerings-elastik" på indersiden kan klippes af, hvis man ønsker det. Ortosen har et integreret, stabiliserende håndledsbånd og tages enkelt på med en hånd. Ortosens længde er 18 cm på volarsiden.

Anvendelsesområde

Inflammation, arbejdsrelateret overanstrengelse samt ved reumatiske eller degenerative forandringer:

Art. nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35207	Sort	Ve/Hø	X-Small	< 11 cm
35207	Sort	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35207	Sort	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35207	Sort	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35207	Sort	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm





EXTRA BÅND

Til vores håndortoser findes der ekstra bånd, som kan fæstes i velcrobåndet for at øge støtten omkring håndleddet. Båndet (46032) er vendbar og passer både til SELECTION® og VISSION™ produkterne. Kan klippes til ønsket længde uden at trævle. Testet i forhold til at kunne åbnes og lukkes mange gange. Model 35212 og 35213 passer til SELECTION® modellerne.

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Bredd	Förp.
46032	Svart	Bilateralt	En storlek	5,5 cm	1 st.
35212	Svart	Bilateralt	En storlek	5 cm	1 st.
35213	Beige	Bilateralt	En storlek	5 cm	1 st.

35212



35213



46032

SELECTION® CS-SKINNE

Vores blå CS-skinne, fremstillet i Polypropylen (PP), er anatomisk præformet i håndens hvilestilling, ud fra antropometrisk data, så den passer majoriteten af voksne. Kan omformes ved opvarmning med en varmepistol. Skinnen er opbygget af et tyndere, kraftigt parti. Den kraftigste støtte ligger i hånddelen, for siden hen at tyndes ud og afsluttes i skinnens lettere afbøjede ender for ikke at give tryk. Dette giver en dynamisk støtte med en god stabilisering, hvis det ønskes.



Art. nr.	Farve	Størrelse	Antal	Modell
35210	Blå	One size	10 stk.	Volar skinne
35211	Blå	One size	10 stk.	Dorsal skinne

SELECTION® BROMSA

Selection bromsa håndled er beregnet til at begrænse bevægelsen i håndleddet i forhold til at aflaste håndextensorerne, støtte håndleddet og reducere smerte ved bl. a. tennis albue. Ortosen har bløde plastskinner på håndryggen, justerbart strop til tommelfingeren og SELECTION® snøresystem. Støtten kan tilpasses ved at bruge en eller to plastskinner. Snøresystemet giver ortosen en bedre lukning omkring hånden og giver en bedre pasform. Ortosens længde er 15 cm på volarsiden.

Anvendelsesområde

Lateral epicondylit, hypermobilitet, reumatiske sygdomme, uspecificeret smerte.

Art. nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35208	Sort	Ve/Hø	X-Small	<11 cm
35208	Sort	Ve/Hø	Small	11-14 cm
35208	Sort	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35208	Sort	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35208	Sort	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm



Støtten kan reguleres ved at bruge et forskelligt antal skinner eller ingen skinner.



SELECTION® Tommelortose BØRN

Blød og skøn tommelortose fremstillet til børn. Ortosen er lavet for at positionere tommelen i en funktionel stilling, således at gribefunktionen lettes og der ydes støtte til MC- og MCP I leddene. Designet omkring thenarmuskulaturen giver støtte, som forbedrer positioneringen. Det turkise "øje" i slutningen af håndledsbåndet gør det muligt at tage ortosen af med et enkelt greb. Tommelgrebet er justerbart og kanterne kan trimmes efter behov.

Anvendelsesområde

Positionering af hånden efter Brachial Plexus Neuropatier (BPN), spastisk hånd ved Cerebral Parese. Arthrogryposis. Reumatiske sygdomme.

Art. nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled	Håndflade mål
35300	Sort	Ve/Hø	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm
35300	Sort	Ve/Hø	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm
35300	Sort	Ve/Hø	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm
35300	Sort	Ve/Hø	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm
35300	Sort	Ve/Hø	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm

SELECTION® BØRN

Medium stabil håndledsortose specielt udviklet til børn. Ortosen har en udtagelig aluminiumsskinne på volarsiden og to håndledsbånd i forhold til enkel og trinløs lukning. Dette muliggør tilpasning af bredden ved bredere underarm. Da snøren kommer fra ulnar-siden mindskes risikoen for, at tommelen positioneres forkert. Tommelbåndet er justerbart og kanterne er bløde. Farvedetaljerne er valgt for at tiltale børn. Ortosens længde er 11 - 17,5 cm på volarsiden.

Anvendelsesområde

Reumatiske problemer. Neurologiske skader, hvor håndledet har behov for støtte og/ eller korrigerende. Efter afsluttet gips-behandling. Inflammationer.



Art. nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled	Håndflade mål	Længde på volarsiden
35305	Sort	Ve/Hø	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm
35305	Sort	Ve/Hø	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm
35305	Sort	Ve/Hø	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm
35305	Sort	Ve/Hø	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm
35305	Sort	Ve/Hø	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm

SELECTION® OPEN WRIST BØRN

En medium-stabil håndledsortose til børn, som har en udtagelig formet aluminiumsskinne på volarsiden. Ortosens unikke egenskab er to tommelbånd. Et som fæstes omkring tommelen og et som fæstes på håndryggen, hvilket giver bedre kontrol af tommelens abduktion og adduktion.

SELECTION® Open Wrist Barn er beregnet til immobilisering af CMC-leddet og håndleddet ved smerte, vejlede håndleddet til en neutral position samt ved behov for at støtte håndleddet efter traume/operation. Ortosens længde er 16 cm på volarsiden.

Anvendelsesområde

Reumatoid arthritis, CP, efter traume/operation.

Art. nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled	Håndflade mål	Længde på volarsiden
35306	Sort	Ve/Hø	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm
35306	Sort	Ve/Hø	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm
35306	Sort	Ve/Hø	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm



SELECTION® Ulnar Deviationsortose

SELECTION® Ulnar Deviationsortose er beregnet til at forbedre fingrenes position for at give en bedre håndfunktion og opnå et mere funktionelt greb. Ortosen lindrer strukturerne på samme tid som den har en smertestillende effekt. Den understøtter MCP- og PIP-leddene, samtidig med at den forbedrer fingernes trækretning. Ortosen er designet så materialet går langt ud på ulnarsiden over 5. MCP for at støtte bedst muligt, modvirke trækretningen og fordele trykket. Hook hæfter overalt på ortosen, så der er ingen begrænsninger for placering af stropperne for at opnå den optimale trækretning. Eftersom ortosen er så tynd og fin i kvaliteten kan den enkelt kombineres med en håndledsbandage, hvis der er behov for yderligere støtte. Specialdesignede forstærkninger af Lav temperaturplast (non-coated) hæfter direkte på ortosen.

Anvendelsesområde:

Til patienter med gigt. Ulnar deviation kan forekomme ved inflammatoriske og degenerative sygdomme, såsom RA. SELECTION® Ulnar deviationsortose kan også bruges til hypermobile led og til svage muskler med det formål at yde mere støtte. Skal ikke anvendes i forbindelse med fikserede kontrakturer.

Mål:

Omkrets MCP 2-5

Art.nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø	Mål
35218	Sort	X-Small	Ve/Hø	13-16 cm
35218	Sort	Small	Ve/Hø	16-19 cm
35218	Sort	Medium	Ve/Hø	19-22 cm
35218	Sort	Large	Ve/Hø	22-25 cm



I Camp Scandinavia er produktudvikling en nøglefunktion. Sammen med vores kunder og produktspecialister arbejdes der ihærdigt på at udvikle nye materialer, nye løsninger der giver bedre produkter til brugeren. Andre produkter, som vi ønsker at pointere og som findes på vores hjemmeside og i vores produktkatalog er:

VISSION™ en serie med tommel- og håndledsortoser i et stabilt, elastisk materiale med ekstra blød inderside.

NEO™ tommelortoser i kort og lang model. Behagelig syntetisk og latex-fri neopren. Velegnet til brug i våde miljøer.

Ud over dette er der mange andre ortoser ved andre indikationer og med andre funktioner.

Camp Scandinavia er nu også den stolte indehaver af en ISO 14001:2015 Miljøcertificering ud over vores kvalitetscertificeringer; ISO 9001:2015 og ISO 13485:2016.



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



CERTIFIERAD
ISO 13485
Medicintekniska produkter
Ledningssystem för kvalitet

