

Carbon Footplate Rigid

Kulfiberindlægssålen er udviklet til at beskytte MTP-leddene og forfoden ved at begrænse bevægeudslaget (ROM), fordele trykket og understøtte en naturlig fodafvikling. Den kan anvendes efter immobiliseringsbehandling med en postoperativ sko eller walker for gradvist at øge mobiliteten.

For patienter med tå-amputation bidrager sålen til bedre balance og en mere effektiv afsætning i slutningen af standfasen. Den giver ekstra støtte og stabilitet, hvor bevægeudslaget i tåleddene skal begrænses yderligere.

For optimal komfort og funktion bør kulfiberindlægssålen dækkes med en indlægssål.

Anvendelsesområde

Hallux Rigidus, Hallux Limitus, stressfrakturer og andre skader eller Artrosetilstander i forfoden/mellemfoden, forfodstraume, forstuvet tå eller tå-amputation

Kontraindikationer

Åbne sår på foden. Instabile frakturer, Vægt over 135 kg.



Art.nr.	Model	Tykkelse	Størrelse	Ve/Hø	Længde	Bredde
280361011	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Small	Venstre	235 mm	77 mm
280361012	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Medium	Venstre	255 mm	80 mm
280361013	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Large	Venstre	275 mm	90 mm
280361014	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	X-Large	Venstre	305 mm	99 mm
280362011	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Small	Højre	235 mm	77 mm
280362012	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Medium	Højre	255 mm	80 mm
280362013	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Large	Højre	275 mm	90 mm
280362014	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	X-Large	Højre	305 mm	99 mm