

CROSS™ Hemi Shoulder

CROSS™ Hemi Shoulder er en behagelig og stabil tekstilortose, designet til at håndtere subluktion og skuldersmerter (se referencelitteratur under Anbefalet Litteratur nedenfor).

Ortosen er konstrueret til at give kontrolleret korrektion af armens og skulderens position gennem udadrotation og elevation, med det formål at lindre smerte, forbedre holdningen og fremme funktionel bevægelse. På denne måde understøtter den brugerens aktive rehabiliteringsproces.

Anvendelsesområde

Subluktion i skulderen, skuldersmerter og dysfunktion efter diagnoser såsom:

- Apopleksi (stroke)
- Parese i skulder/arm på grund af hemiplegi
- Skader på plexus brachialis

Kontraindikationer

Traumatisk skulderluktion. Brug af pacemaker. Brug af defibrillator (ICD).

Mål

Mål 1: Omkreds af overarm

Mål 2: Omkreds af underarm



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2
287171010	CROSS Hemi Shoulder	X-Small	Venstre	24 - 28 cm	21 - 24 cm
287171011	CROSS Hemi Shoulder	Small	Venstre	27 - 31 cm	23 - 26 cm
287171012	CROSS Hemi Shoulder	Medium	Venstre	30 - 35 cm	25 - 29 cm
287171013	CROSS Hemi Shoulder	Large	Venstre	34 - 39 cm	28 - 32 cm
287171014	CROSS Hemi Shoulder	X-Large	Venstre	38 - 43 cm	31 - 35 cm
287172010	CROSS Hemi Shoulder	X-Small	Højre	24 - 28 cm	21 - 24 cm
287172011	CROSS Hemi Shoulder	Small	Højre	27 - 31 cm	23 - 26 cm
287172012	CROSS Hemi Shoulder	Medium	Højre	30 - 35 cm	25 - 29 cm
287172013	CROSS Hemi Shoulder	Large	Højre	34 - 39 cm	28 - 32 cm
287172014	CROSS Hemi Shoulder	X-Large	Højre	38 - 43 cm	31 - 35 cm
287180000	CROSS Hemi Shoulder, Strap	One Size	-	-	-