

Method TA™ AFO

Method TA™ AFO er en præfabrikeret, individuelt tilpasset ortoseløsning, der kan anvendes til behandling af en bred vifte af patologiske gangafvigelser ved apopleksi, CP, MMC, CMT og andre komplekse neuromotoriske lidelser.

Funktioner:

- Avanceret prepreg-kulstofkomposit designet til at udnytte Triple Action® multifunktionsankelled fuldt ud
- Premium Triple Action® multifunktions-ankelkomponent med uafhængig justering af alignment, modstandstærskel og fjederstivhed
- Rigid skinne med lateral komponent og supramalleolær forlængelse til at modvirke fejlstillinger i fod og ankel
- Prepreg flad fodplade passer til patientens foretrukne sko og giver afvikling og energiudnyttelse for en mere effektiv gang
- Let at tage på, desinficerbar skinnebensrem med tommelløkke og statisk spænde til énhåndspåtagning
- Smudsafvisende, justerbare/omplacerbare bånd for komfortabel brug hele dagen

Anvendelsesområde

CVA, CP, MS, MMC, SCI, CMT og andre neuromotoriske patologier, der resulterer i gangafvigelser i støttefasen.

Kontraindikationer

Patientvægt > 100 kg



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse	Højde	Fodpladens længde
625851011	Method TA™ AFO	Small	Venstre	Damestr. 40 EUR	356 mm	241 mm
625851013	Method TA™ AFO	Large	Venstre	Herrestr. 46 EUR	406 mm	279 mm
625852011	Method TA™ AFO	Small	Højre	Damestr. 40 EUR	356 mm	241 mm
625852013	Method TA™ AFO	Large	Højre	Herrestr. 46 EUR	406 mm	279 mm