

# Method TA™ AFO

Method TA™ AFO er en præfabrikeret, individuelt tilpasset ortoseløsning, der kan anvendes til behandling af en bred vifte af patologiske gangafvigelser ved apopleksi, CP, MMC, CMT og andre komplekse neuromotoriske lidelser.

Funktioner:

- Avanceret prepreg-kulstofkomposit designet til at udnytte Triple Action® multifunktionsankelled fuldt ud
- Premium Triple Action® multifunktions-ankelkomponent med uafhængig justering af alignment, modstandstærskel og fjederstivhed
- Rigid skinne med lateral komponent og supramalleolær forlængelse til at modvirke fejlstillinger i fod og ankel
- Prepreg flad fodplade passer til patientens foretrukne sko og giver afvikling og energiudnyttelse for en mere effektiv gang
- Let at tage på, desinficerbar skinnebensrem med tommelløkke og statisk spænde til énhåndspåtagning
- Smudsafvisende, justerbare/omplacerbare bånd for komfortabel brug hele dagen

## Anvendelsesområde

CVA, CP, MS, MMC, SCI, CMT og andre neuromotoriske patologier, der resulterer i gangafvigelser i støttefasen.

## Kontraindikationer

Patientvægt > 100 kg



| Art.nr.   | Model          | Størrelse | Ve/Hø   | Skostørrelse     | Højde  | Fodpladens længde |
|-----------|----------------|-----------|---------|------------------|--------|-------------------|
| 625851011 | Method TA™ AFO | Small     | Venstre | Damestr. 40 EUR  | 356 mm | 241 mm            |
| 625851013 | Method TA™ AFO | Large     | Venstre | Herrestr. 46 EUR | 406 mm | 279 mm            |
| 625852011 | Method TA™ AFO | Small     | Højre   | Damestr. 40 EUR  | 356 mm | 241 mm            |
| 625852013 | Method TA™ AFO | Large     | Højre   | Herrestr. 46 EUR | 406 mm | 279 mm            |