

KiddieROCKER®

KiddieROCKER® er udviklet for at imødekomme behovet for børn med mere omfattende problem end blot dropfod. Barnet kan have bilateral svaghed og ønsker mere stabilitet i støttefasen. Ligesom andre børnemodeller er KiddieROCKER dynamisk graderet mellem størrelser. Modellen giver også stabilitet i M/L-plan og i A/P-plan.

Anvendelsesområde

Dropfod. KiddieROCKER® er beregnet til at støtte ved dropfod, gangafvigelser efter proprioceptiv lidelse eller gang med lav tonus, tågang uden mellemfodskollaps, crouch gang med lav tonus ved tilstand som spina bifida, cerebral parese og muskelsvind.

Kontraindikationer

Begrænset dorsalfleksion (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastiske quadriceps. Overdreven genu valgum eller genu varum fejltilning. Fikseret/ikke-korrigerelig pes valgus- eller pes varus-fejlposition.

KiddieROCKER®



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Fodplade længde	Højde
289021011	KiddieROCKER	Small	Venstre	16 cm	22 cm
289021012	KiddieROCKER	Medium	Venstre	18 cm	25,7 cm
289021013	KiddieROCKER	Large	Venstre	20 cm	29,5 cm
289021014	KiddieROCKER	X-Large	Venstre	21 cm	31,5 cm
289022011	KiddieROCKER	Small	Højre	16 cm	22 cm
289022012	KiddieROCKER	Medium	Højre	18 cm	25,7 cm
289022013	KiddieROCKER	Large	Højre	20 cm	29,5 cm
289022014	KiddieROCKER	X-Large	Højre	21 cm	31,5 cm
289031011	KiddieROCKER m D-ring	Small	Venstre	16 cm	22 cm
289031012	KiddieROCKER m D-ring	Medium	Venstre	18 cm	25,7 cm
289031013	KiddieROCKER m D-ring	Large	Venstre	20 cm	29,5 cm
289031014	KiddieROCKER m D-ring	X-Large	Venstre	21 cm	31,5 cm
289032011	KiddieROCKER m D-ring	Small	Højre	16 cm	22 cm
289032012	KiddieROCKER m D-ring	Medium	Højre	18 cm	25,7 cm
289032013	KiddieROCKER m D-ring	Large	Højre	20 cm	29,5 cm
289032014	KiddieROCKER m D-ring	X-Large	Højre	21 cm	31,5 cm