

SureStep Indy 2 Stage

En ortose med et unikt design, udviklet så børn kan opnå sin bevægelsesevne fra flere forskellige niveauer. Ortosen findes i to udførelsesformer; Solid, som er uden led, leddet. Denne unikke tottrinsortose (en ortose inde i en anden ortose) gør det muligt at bruge Surestep uafhængig af AFO'en. Den tillader barnet at flytte sig på flere forskellige måder uden at hæmme den normale muskelfunktion. Når begge ortoser benyttes samtidig, låser SMO'en sig sikkert inde i AFO'en og omdanner derved den dynamiske SMO'en til en AFO som giver stabilitet i tre plan uden at begrænse den normale brug af fodens indre muskulatur.

Indy 2 Stage Solid er ideel for børn som trænger proksimal støtte af en AFO, for at opnå et uafhængigt stående, men som forsat har glæde af en SMO for at kunne kravle og tage sig op til stående aktiviteter på korrekt vis. I løbet af tiden som disse børn udvikles og starter med at tage selvstændige trin med sin AFO, kan du forsætte at arbejde med at forbedre bevægelsesmønstre og muskeltyrke med SMO'en for at opnå en smidigere overgang til mindre brug af ortsen. Børn med funktionshindre som leder til at de bliver trættede over dagen, kan starte med at bruge SMO på morgenen for at opretholde sine funktionelle muskelgrupper. Senere på dagen kan AFO-delen tillægges for at opretholde et stabilt og funktionelt gangmønster.

Anvendelsesområde

Hyperton fod og ankel. Hypoton fod og ankel. Barn som trænger hjælp til at flytte sig. Vanskelighed med at opnå et stabilt stående. Sagital og frontal instabilitet/svagthed. Lav proprioceptiv bevisthed.

Kontraindikationer

Ankelkontrakturer som begrænser passiv dorsalfleksion >90 gradersvær spasticitet



Art.nr.	Model	Pakke	Størrelse
286311000	Solid, Gips & mål	Par	-
286310000	Solid, Gips & mål	Stk.	-
282600011	Leddets, Gips & mål	Stk.	<18 kg
282600013	Leddets, Gips & mål	Stk.	18-40 KG