

Optima Europa

Optima Europa er en sko beregnet til behandling af fodrehabilitering. Skoen har en rigid bagkappe, der kan ændres med varmepistol samt en polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, en plantar indlægssål i blød densitet og velcrobånd. Både "Optima indlæg 3x3 pr.sæt" og "Optima indlægs ved amputation" passer i Optima Europa.

Anvendelsesområde

Behandling af sår mellem tæerne, rehabilitering efter hallux valgus operationer, rehabilitering efter hammertås operation, rehabilitering efter operation af Mortons neurom, rehabilitering efter fjernelse af negl.



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
790030011	Optima Europa	Small	Bilateral	34 - 36
790030012	Optima Europa	Medium	Bilateral	37 - 39
790030013	Optima Europa	Large	Bilateral	40 - 42
790030014	Optima Europa	X-Large	Bilateral	43 - 45
790030015	Optima Europa	XX-Large	Bilateral	46 - 48