

SBI Motus diabetes walker



SBI Motus diabetes walker er beregnet til aflastning af diabetes fodsår på mellemfoden og fremfoden. Ortosen har en rstablet plastramme som beskytter tibia og en aftagelig polstring der kan ændres med varmepistol. Den aftagelige ydersål; Total rullensål er beregnet for behandling af plantarskader ved fodsår. Som tilbehør findes der også en aftagelig "Stabil rullensål" som hjælper til med at gå fra akut til kronisk behandling. Ortosen har et flytbar fikseringsbånd, som sikre at Ortosen ikke kan tages af. Justerbare SBI indlæg 3x3 pr.sæt er indlægs såler forbeholdt for målrettet aflastning af plantare fodsår. Indlægget har 3 lag og 3 forskellige fastheder (rigid, medium og blød) som kan kombineres og tilpasses til fodsåret. SBI indlæg 3x3 pr.sæt indgår som standard i SBI Motus Diabetes Walker.

Anvendelsesområde

Sårpleje og behandling af fremfod- og mellemfods fodsår ved diabetes. Som stabilisering for en Charcot fod. Ved rehabilitering efter operation.

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
790150011	SBI Motus Diabetes Walker	Small	Bilateral	34 - 36
790150012	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	Bilateral	37 - 39
790150013	SBI Motus Diabetes Walker	Large	Bilateral	40 - 42
790150014	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	Bilateral	43 - 45
790150015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	Bilateral	46 - 48