

SELECTION® Knee Optima

SELECTION®



SELECTION® Knee Optima anvendes ved en række forskellige smertetilstande i knæleddet. Ortosens multi-funktioner bevirker, at den er enkel at tilpasse. Optima levereres komplet med indstillelige skinner med dobbelte led. Hyperekstensionskryds på bagsiden der enkelt kan monteres og tages af. Ekstra bånd for at mindske at tibia falder forover i forbindelse med ACL-problemer. Denne model er fremstillet som en strømpe og giver dermed øget kompression og forbedret proprioception. Ortosen har en anatomisk formet patellaåbning i forhold til optimal pasform. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort. Optima har rigide bånd oppe og nede, hvilket giver øget stabilitet.

Anvendelsesområde

Middel hyperekstension i knæleddet, middel/moderat M-L instabilitet, begyndende Artrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artrit, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) og ACL-skader.

Kontraindikationer

Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor knæleddet udsættes for stærk påvirkning og hvor der findes stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Mål

- Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella
- Mål 2: Knæmål midt-patella
- Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Farve	Mål 1	Mål 2	Mål 3
357020010	X-Small	Bilateral	Sort	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm
357020011	Small	Bilateral	Sort	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm
357020012	Medium	Bilateral	Sort	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm
357020013	Large	Bilateral	Sort	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm
357020014	X-Large	Bilateral	Sort	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm
357020015	XX-Large	Bilateral	Sort	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm