

Active X™ Short

En knæortose til forskellige typer knæ smerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har skinner med justerbart fleksion/ekstensionstop. Materialet i ortosen giver en let kompression og varme. Ortosen findes i både påtrækningsmodel og slå-om-model. Cirkulerende bånd med D-ring (et oppe og et nede) som kan løsnes. Leveres med leddet indstillet på 10° fleksion. Sæt med stoppere er inkluderet.

Anvendelsesområde

Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader.

Kontraindikationer

MCL/LCL rupturer.ACL/PCL skader. Vær opmærksom på hævelser og cirkulationsproblemer.

Mål

Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

ACTIVE X™



Art.nr.	Model	Størrelse	Farve	Mål 1	Mål 2	Mål 3
280500010	Påtrækningsmodel	X-Small	Sort	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280510010	Slå-om-model	X-Small	Sort	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280500011	Påtrækningsmodel	Small	Sort	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
280500012	Påtrækningsmodel	Medium	Sort	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
280500013	Påtrækningsmodel	Large	Sort	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
280500014	Påtrækningsmodel	X-Large	Sort	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
280500015	Påtrækningsmodel	XX-Large	Sort	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
280500016	Påtrækningsmodel	XXX-Large	Sort	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
280510011	Slå-om-model	Small	Sort	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
280510012	Slå-om-model	Medium	Sort	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
280510013	Slå-om-model	Large	Sort	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
280510014	Slå-om-model	X-Large	Sort	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
280510015	Slå-om-model	XX-Large	Sort	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
280510016	Slå-om-model	XXX-Large	Sort	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
357100000	Fleksion/Ekstension stop	-	-	-	-	-