

# Active X™ Sleeve

Denne påtrækningsmodel er beregnet til at lindre smertetilstanden i knæet. Materialet i ortosen giver en mild kompression og varme. Patella-åbningen er anatomisk formet for optimal pasform. Omkring patella åbningen ligger en blød polstring i forhold til øget patellastabilisering. Ortosen har velcro justering på lårets forside samt på læggens bagside. Active X Sleeve har en spiralskinne på hver side.

## Anvendelsesområde

Knæsmerte ved belastning, lette ligamentskader, overanstrengelse, mild knæinstabilitet.

## Kontraindikationer

Svære knæskader så som ACL/PCL-rupturer, svære MCL/LCL skader. Vær opmærksom på problem ved hævelse og/ eller dårlig blodcirkulation.

## Mål

Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

ACTIVE X™



| Art.nr.   | Model | Størrelse | Mål 1      | Mål 2      | Mål 3      |
|-----------|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 280560010 | Sort  | X-Small   | 28 - 33 cm | 28 - 33 cm | 35 - 40 cm |
| 280560011 | Sort  | Small     | 32 - 37 cm | 32 - 37 cm | 39 - 44 cm |
| 280560012 | Sort  | Medium    | 36 - 41 cm | 36 - 41 cm | 43 - 48 cm |
| 280560013 | Sort  | Large     | 40 - 45 cm | 40 - 45 cm | 47 - 52 cm |
| 280560014 | Sort  | X-Large   | 44 - 49 cm | 44 - 49 cm | 51 - 57 cm |
| 280560015 | Sort  | XX-Large  | 48 - 54 cm | 48 - 54 cm | 56 - 62 cm |
| 280560016 | Sort  | XXX-Large | 53 - 60 cm | 53 - 60 cm | 61 - 68 cm |