

Active X™ Sleeve

Denne påtrækningsmodel er beregnet til at lindre smertetilstanden i knæet. Materialet i ortosen giver en mild kompression og varme. Patella-åbningen er anatomisk formet for optimal pasform. Omkring patella åbningen ligger en blød polstring i forhold til øget patellastabilisering. Ortosen har velcro justering på lårets forside samt på læggens bagside. Active X Sleeve har en spiralskinne på hver side.

Anvendelsesområde

Knæsmerte ved belastning, lette ligamentskader, overanstrengelse, mild knæinstabilitet.

Kontraindikationer

Svære knæskader så som ACL/PCL-rupturer, svære MCL/LCL skader. Vær opmærksom på problem ved hævelse og/ eller dårlig blodcirkulation.

Mål

Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

ACTIVE X™



Art.nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
280560010	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
280560011	Sort	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
280560012	Sort	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
280560013	Sort	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
280560014	Sort	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
280560015	Sort	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
280560016	Sort	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm