

Hip Flexion Assist Device

- HFAD

HFAD er beregnet til personer med Multiple Sklerose (MS), som har generel svaghed i benet. HFAD er beregnet til at øge styrken i det ben, hvor HFAD anvendes, forbedre gangpræstationen og øge det daglige aktivitetsniveau. Ortosen består af et behageligt hoftebånd og to elastiske gummibånd der hæftes i skoene. Båndene assisterer ved hofte-, knæ- og dorsalfleksion i anklen. Niveauet på assistansen kan let indstilles efter brugerens behov. HFAD kan anvendes over almindeligt tøj eller under løstsiddende tøj.

Anvendelsesområde

HFAD kan være fordelagtig for patienter med MS, som har; svaghed i hofte-, knæ- og fodledsfleksion, begrænset udholdenhed og evt. udmatning ved gang, svært ved at løfte ben eller fod. Til dem der anvender kompensatoriske bevægelser, såsom bækkenkip, circumduktion og/eller tyngdeoverføring til modsat side og de der har forsøgt at anvende en AFO for at kompensere for dropfod, men har stadig vanskeligt ved at gå på grund af svaghed i hofte og knæflexorer. Med hjælp fra ortosen får man lettere ved at slappe af og dermed forbedret gangfunktion.

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Taljemål
627841011	Enkel HFAD	Small	Venstre	61-82 cm
627841012	Enkel HFAD	Medium	Venstre	83-102 cm
627841013	Enkel HFAD	Large	Venstre	103-122 cm
627842011	Enkel HFAD	Small	Højre	61-82 cm
627842012	Enkel HFAD	Medium	Højre	83-102 cm
627842013	Enkel HFAD	Large	Højre	103-122 cm
627830011	Dobbel HFAD	Small	Bilateral	61-82 cm
627830012	Dobbel HFAD	Medium	Bilateral	83-102 cm
627830013	Dobbel HFAD	Large	Bilateral	103-122 cm

