

Vaskekrem til Massageform Attach og Diamond Attach

Special-komponeret fyldende vaskecreme som mildt afvasker rester fra den selvhæftende ydre på Massageform Attach og Diamond Attach. Vaskecremen opløses med lidt vand og masseres ind i den selvhæftende ydre og skylles af. Rengøringen aktiverer klistret på protesen på en meget effektiv måde. En tube rækker til ca. 250 anvendelser og købes enkeltvis.



Art.nr.	Størrelse	Antal/pakke
229250000	250 ml	1 stk.