

Boston Skoliosis Night Brace

Scoliosekorset beregnet til anvendelse om natten. Korsettet skal anvendes mindst 7 timer pr. nat. Modulet er fremstillet af 3 mm copolymer og findes i to forskellige modeller. En med udtagelig polstring og en med permanent polstring. Korsettet skal anvendes sammen med undertrøje. Bånd og spænde indgår.

Anvendelsesområde

Dette produkt er beregnet til behandling af Idiopatisk Skoliose i henhold til følgende retningslinjer; Lille kurve Cirka 25° - 45° Cobb-vinkel; Skeletalt umoden (Riser 0-3); Kurve med Apex op til maksimalt Th9; Dobbeltkurver kan behandles, men kræver et højere niveau af ekspertise. Det vigtige element i behandlingen af dobbeltkurver er evnen til at identificere de primære og sekundære kurver. Når man behandler en dobbeltkurve, bør det primære være thoraxkurven. Hvis det er den Lumbale kurve som er det primære, bedes du kontakte os for konsultation.



Art.nr.	Model	Type
29722	Færdiggjort	Målbestilt
29723	Ej færdiggjort	Målbestilt