

Triple Action® ankelled til børn

Et ankelled udviklet til børn. Leddets unike fjedringssystem gør det ekstra holdbart, også til de mest aktive børn. Enkel tilpasning og målrettet direkte til patienten. Juster hvor i gangcyklussen det behøves og til hvilken modstand. Vælg mellem forskellige fjedringsalternativer. Komponenter med høj materialestivhed, optimal funktion gennem hele gangcyklussen og med ekstraordinær ydeevne. Triple Action til børn passer til 13 mm skinner.

Anvendelsesområde

Ved behandling af forskellige funktionsnedsættelser i forbindelse med neurologiske skader. Crouch Gang, Plantarfleksions-kontrakturer, Quadriceps svaghed, Spasticitet og som tillæg ved Botox®-behandling, postoperativ immobilisering ved akillesforlængning eller mobilisering af det spatisk fodled. Unilateral MAX 40 kg, Bilateral MAX 50 kg.

Kontraindikationer

Til ortoser med led med monolateral konstruktion (led kun til lateralsiden) skal TripleAction Pediatric ikke vælges. Ønskes monolateral konstruktion vælg TripleAction Ankelled Mellem.



Art.nr.	Model	Ve/Hø
627070000	Ankelled uden booster	Bilateral
626700000	Ankelled med en booster	Plantar booster = Venstre medial/højre lateral eller Dorsal booster = Venstre lateral/højre medial
626710000	Ankelled med en booster	Dorsal booster = Venstre medial/højre lateral eller Plantar booster = Venstre lateral/højre medial
626720000	Ankelled med plantar og dorsal booster	Bilateral
626730000	Distal skinne lateral	Bilateral
626741000	Distal skinne medial	Venstre
626742000	Distal skinne medial	Højre
626750000	Distal Y-skinne lang	Bilateral
626760000	Distal lige skinne	Bilateral
627090000	Værktøjssæt til fremstilling	-
627220000	Kombinationsnøgle Barn	-