

Ezeform™ og Ezeform™ light

Ezeform™ virker som isoprengummi, selvom Ezeform™ er et polycaprolactonbaseret ortosemateriale. Med sin strækmodstand og moderate formbarhed bevarer materialet sin form under ortosefremstillingen, hvilket giver klinikeren mere kontrol. Idet Ezeform™ har en høj strækmodstand, strækker materialet sig ikke, når det fjernes fra en hydrokarbonator hydrocolallator eller vandbad.

Derfor er Ezeform™ et optimalt materiale til fremstilling af større ortoser. Materialet har ingen beskyttende belægning og har en let klæbrig overflade, som forhindrer, at det glider under modelleringen. Ezeform™ fæster permanent til sig selv, når det opvarmes. Materialet kan genopvarmes og omformes gentagne gange, men når det først er strakt, vender det ikke tilbage til sin oprindelige form, da materialet ikke har nogen hukommelse.

Anvendelsesområde

Ortoser til patienter med neurologiske sygdomme, hvile- og funktionelle ortoser til både øvre og nedre ekstremiteter og som base til større dynamiske ortoser. Ezeform light til børneortoser.



Art.nr.	Farve	Længde	Pakke	Bredde	Tykkelse	Massiv/Perf.
501700000	Hvid	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501710000	Hvid	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501730000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501740000	Beige	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
501750000	Blå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501760000	Blå	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
501780000	Hvid	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501790000	Beige	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501800000	Beige	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501810000	Blå	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501820000	Blå	910 mm	1 ark	610 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501830000	Hvid	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv
501840000	Beige	460 mm	4 ark	310 mm	1,6 mm	Massiv
501880000	Sort	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Perf. 1%
501890000	Sort	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Solid