

S.O.T tommelortose

S.O.T tommelortose er en anatomisk formet hvileortose til tommel og håndflade. Ortosen positionerer tommelfingeren i en optimal hvileposition. Den er udformet til at begrænse bevægelserne i tommelens CMC -og MCP-led, give støtte til håndfladen samt positionere tommelens led og muskler i en behagelig hvileposition. SOT har en kerne af aluminium, som gør, at ortosen kan tilpasses og formes til individuel pasform. Ortosen kan justeres såfremt kontrakturen forandres. Det smidige design gør den til et godt alternativ til specialfremstillede hvileortoser. Læs mere om tilpasning og justeringer i brochuren Tips & Tricks.

I tilfælde hvor der behøves ekstra støtte til håndleddet kan S.O.T Tommelortose bruges sammen med en håndledsortose. Vission Håndledsortose 46029 og Selection Open Wrist 35207 er optimale ortoser i forhold til at kombinere med S.O.T Tommelortose.

Anvendelsesområde

S.O.T Tommelortose er beregnet til brug ved slidgigt, reumatoid artrit, adduktionskontrakturer i tommelen og ved overbelastningsskader.

Mål

Mål 1: 2-5 MCP

Mål 2: Håndens længde fra håndled til fingerspids

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Størrelse	Mål 1	Mål 2
287201011	SOT Tommelortose	Venstre	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
287201012	SOT Tommelortose	Venstre	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
287201013	SOT Tommelortose	Venstre	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
287202011	SOT Tommelortose	Højre	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
287202012	SOT Tommelortose	Højre	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
287202013	SOT Tommelortose	Højre	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
287211011	Ekstra betræk	Venstre	Small	-	-
287211012	Ekstra betræk	Venstre	Medium	-	-
287211013	Ekstra betræk	Venstre	Large	-	-
287212011	Ekstra betræk	Højre	Small	-	-
287212012	Ekstra betræk	Højre	Medium	-	-
287212013	Ekstra betræk	Højre	Large	-	-
287260000	SOT betræk ekstra tekstil	-	35 x 35 cm	-	-

