

SELECTION® Ulnar Deviation

SELECTION® Ulnardeviationsortose er designet til at forbedre fingerpositioneringen og dermed optimere håndfunktionen og grebet. Ortosen er eksklusivt designet og fremstillet med vores unikke trelags Selection-materiale. Takket være dens lavprofil design følger den håndens konturer uden at begrænse funktionen. Materialet kan klippes uden at trævle, hvilket muliggør yderligere tilpasning efter behov.

Den fleksible fastgørelsesflade gør det muligt at placere velcrobåndene hvor som helst på ortosen for at optimere den ønskede trækraft. Ulnardeviationsortosen støtter håndens buer samtidig med at den bidrager til repositionering og stabilisering. Desuden kan den afhjælpe i forhold til smertelindring.

Et lille udskæring i materialet ved den femte finger forbedrer ortosens evne til at tilpasse sig håndens ulnarside, hvilket sikrer en præcis pasform og forhindrer klemning. Hvis der er behov for yderligere stabilisering af håndleddet, kan ortosen kombineres med en SELECTION® håndledsortose. Den kan også anvendes til repositionering og stabilisering hos patienter med hypermobilitet og muskelsvaghed.

Anvendelsesområde

Til patienter med gigt. Ulnar deviation kan forekomme ved inflammatoriske og degenerative sygdomme, såsom RA. SELECTION® Ulnar deviationsortose kan også bruges til hypermobile led og til svage muskler med det formål at yde mere støtte. Skal ikke anvendes i forbindelse med fikserede kontrakturer.

Mål

Omkreds MCP 2-5



Art.nr.	Størrelse	Mål	Ve/Hø	Farve
352181010	X-Small	13-16 cm	Venstre	Sort
352181011	Small	16-19 cm	Venstre	Sort
352181012	Medium	19-22 cm	Venstre	Sort
352181013	Large	22-25 cm	Venstre	Sort
352182010	X-Small	13-16 cm	Højre	Sort
352182011	Small	16-19 cm	Højre	Sort
352182012	Medium	19-22 cm	Højre	Sort
352182013	Large	22-25 cm	Højre	Sort