

MultiMotion 2.5

MultiMotion (MM) er et dynamisk korrigerende ledssystem, som kan bruges når bevægelsen er begrænset som f.eks ved kontrakturer, spasticitet, efter operationer eller i forbindelse med brandskader. Systemet kan bruges til mange af kroppens led, både ekstension og fleksion. Leddets dynamiske funktion giver en sikker og varig behandling helt efter patientens individuelle forudsætninger. Ortosesystemet udføres individuelt af ortopædingeniør/tekniker. Systemet er enkelt, indstillingerne er nemme at ændre alt eftersom bevægelsesomfanget forandres. Ved at anvende opfølgning skemaet kan du enkelt følge udviklingen, og sikkerhedsstille hvilke justeringer og ændringer som gøres. Der findes også en særlig version til ankler, hvor den integrerede T-skinne har en forskydning på 10 mm.



Anvendelsesområde

Neurologiske indikationer:
Apopleksi (CVA) - Cerebral parese - Dystrofi - Multipel sklerose - Parese -
Rygmarvsbrok - Traumatiske hoved- eller hjerneskader
Ortopædiske indikationer:
- Amputationer - Ledbåndsruptur - Fraktur - Postoperativ efter placering af
endoprotoser osv.

Kontraindikationer

Strukturelle kontrakturer:
- Unormal ledkinematik - Ankylose - Ledkirurgi - Fibrose - Ossifiering

Art.nr.	Model	Størrelse	Mål
691730000	MultiMotion Modulært	Medium	Skinnens bredde 12 mm
691740000	MultiMotion Modulært	Large	Skinnens bredde 16 mm
691750000	MultiMotion Modulært T-bar	Medium	Skinnens bredde 12 mm
691760000	MultiMotion Modulært T-bar	Large	Skinnens bredde 16 mm
691770000	MultiMotion Integreret	Medium	Skinnens bredde 12 mm
691780000	MultiMotion Integreret	Large	Skinnens bredde 16 mm
691790000	MultiMotion T-bar Integrerad	Medium	Skinnens bredde 12 mm
691800000	MultiMotion Integreret T-bar	Large	Skinnens bredde 16 mm