

Easy on

Easy On er beregnet til at blive brugt som en hjælp til at tage Elements Body Sleeve på. Når man har produktet på, mindsker det friktionen og gør det lettere at tage ortosen på. Når Elements Body Sleeve er taget på, skal Easy On fjernes.

Anvendelsesområde

Ingen medicinsk indikation, produktet bruges kun til at hjælpe med at tage Elements Body/HyMo-ortosen på.

Kontraindikationer

Ikke kendt.



Art.nr.	Model	Størrelse
393570011	Easy On	Small
393570013	Easy On	Large