

Carbon Footplate

Kulfibersålen er designet til at beskytte mtp-leddene og forfoden ved at begrænse bevægelsesområdet (ROM), fordele trykket i forfoden og lette afviklingen. Kulfibersålen kan også anvendes efter immobiliseringsbehandling med en POST-OP-sko eller walker for gradvist at øge bevægelsen. Den kan også anvendes til at forbedre balancen efter tå-amputation, dig. IV og/eller dig. V.

Bør være dækket af en indersål.



Anvendelsesområde

Hallux Rigidus, Hallux Limitus, stressfrakturer og andre skader eller artrosetilstande i forfoden/mellemfoden, forfodstraume, forstuvet tå

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Længde	Bredde	Tykkelse
280351011	Small	Venstre	235mm	77mm	1,8 mm
280351012	Medium	Venstre	255mm	80mm	1,8 mm
280351013	Large	Venstre	275mm	90mm	1,8 mm
280351014	X-Large	Venstre	305mm	99mm	1,8 mm
280352011	Small	Højre	235mm	77mm	1,8 mm
280352012	Medium	Højre	255mm	80mm	1,8 mm
280352013	Large	Højre	275mm	90mm	1,8 mm
280352014	X-Large	Højre	305mm	99mm	1,8 mm