

Manosplint® Montana

Montana er et stærkt materiale, som giver maksimal stivhed samtidig med, at det giver smukke kanter med moderat drapering. Skinnerne holder formen på trods af træk fra stærke komponenter og spasticitet. Materialet har maksimal modstand over for stræk og kan trækkes rundt i kurver uden at blive tyndere eller miste kontrollen. Ubehandlet med en let klæbrig overflade, når den er varm. En permanent binding kan nemt opnås ved at påføre tør varme og klemme det sammen. Overfladen modstår fingeraftryk og kanterne forbliver forseglede og glatte, når de skæres varme.

Anvendelsesområde

Immobiliseringsortoser - håndled, tommel og hånd; mange forskellige diagnoser inklusiv pædiatri, seneskader, frakturer, arthritis og neurologiske diagnoser.
Mobiliseringsortoser - seriel statisk metode eller basis for dynamisk og statisk progressivt design.



Art.nr.	Farve	Længde	Pakke	Bredde	Tykkelse	Massiv/Perf.
503910000	Hvid	92 cm	1 ark	61 cm	3,2 mm	1% perf.