

SELECTION® Radialis tommeldel

Aflastende tekstil tommeldel. Skal kombineres med SELECTION® håndledsortoser 35204, 35205, 35209, 35222, 35223 eller 35305. Læs instruktionerne for hovedproduktet før brug. Ved radialislammelse (drophånd forårsaget af skade på radialisnerven) kan tommelkomponenten kombineres med 35217 SELECTION® Radialis fingerdel for at muliggøre et funktionelt greb, mens nerven restituerer.



Fås i mindre størrelser til børn
Tommelstykket fås også i XS og XXS, hvilket gør det kompatibelt med vores håndledsortose til børn. Det gør det særligt velegnet til børn med f.eks. cerebral parese, som ofte har behov for mere individuelt tilpassede løsninger.

Anvendelsesområde

Til aflastning og styring af tommelen, radialislammelse.

Mål

Længde på leddets midte MCP1 – leddets på midte IP1.

Art.nr.	Model	Størrelse	Mål	Ve/Hø	Farve
352161009	Radialis Tommeldel	XX-Small Pædiatrisk	1,5-2 cm	Venstre	Sort
352161010	Radialis Tommeldel	X-Small Pædiatrisk	2-3 cm	Venstre	Sort
352161011	Radialis Tommeldel	Small	3 - 4 cm	Venstre	Sort
352161013	Radialis Tommeldel	Large	5 - 6 cm	Venstre	Sort
352162009	Radialis Tommeldel	XX-Small Pædiatrisk	1,5-2 cm	Højre	Sort
352162010	Radialis Tommeldel	X-Small Pædiatrisk	2-3 cm	Højre	Sort
352162011	Radialis Tommeldel	Small	3 - 4 cm	Højre	Sort
352162013	Radialis Tommeldel	Large	5 - 6 cm	Højre	Sort