

ToeUP™ tekstil ankel fod ortose

ToeUP er en tekstil dropfodsortose til brugere med lettere form for dropfod. Ortosen har en ankeldel i tekstil med lav profil der lukker over malleolerne. Ankeldelen er forbundet med en elastisk strop til kroge, der fastgøres under snøringen eller i snørehullerne på skoene. Dette giver et løft af forfoden under gang. Løftet styres af krogenes position eller af stroppens position på ankeldelen. Der er en tilhørende D-ring, der kan holde stropperne sammen. ToeUP har en foddel, der kan anvendes til indendørs brug. Det er vigtigt at bruge ToeUP sammen med en strømpe.



Anvendelsesområde

Til patienter med milde dropfodssymptomer på grund af neurologisk og/eller muskulær svaghed i dorsiflexorerne.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til patienter med åbne sår der er hævede, røde, med øget temperatur eller kraftigt ødem og personer, der er følsomme over for latex.

Mål

Mål 1: Ankelens omkreds

Mål 2: Omkreds omkring foden

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2
285000010	ToeUP	X-Small	Bilat.	13-17 cm	-
285000011	ToeUP	Small	Bilat.	17-21 cm	-
285000012	ToeUP	Medium	Bilat.	21-25 cm	-
285000013	ToeUP	Large	Bilat.	25-29 cm	-
285011011	ToeUP Foddel	Small	Venstre	-	17-21 cm
285011012	ToeUP Foddel	Medium	Venstre	-	21-25 cm
285011013	ToeUP Foddel	Large	Venstre	-	25-29 cm
285012011	ToeUP Foddel	Small	Højre	-	17-21 cm
285012012	ToeUP Foddel	Medium	Højre	-	21-25 cm
285012013	ToeUP Foddel	Large	Højre	-	25-29 cm
285060010	ToeUp ankeldel	X-Small	Bilat.	13-17 cm	-
285060011	ToeUp ankeldel	Small	Bilat.	17-21 cm	-
285060012	ToeUp ankeldel	Medium	Bilat.	21-25 cm	-
285060013	ToeUp ankeldel	Large	Bilat.	25-29 cm	-
285020011	ToeUP Elastisk snor	X-Small - Small	-	-	-
285020013	ToeUP Elastisk snor	Medium - Large	-	-	-
285030000	ToeUP Kroge	-	-	-	-
285040000	ToeUP D-ring	-	-	-	-
285050000	Snørehage	-	-	-	-