

OPED Click Disc

En smart vægtbærende indikator, der kan guide patienten til, hvor meget belastning de kan lægge på den skadede fod, mens de bruger en walker. Lastcellen består af tre klikskiver, der kan placeres direkte i ortosen. Hver klikskive er indstillet til en specifik maksimal belastningsgrænse. Hvis patienten lægger mere vægt på foden end det antal kilo, der angives, vil patienten høre en klukkende lyd (som en klikker). Denne lyd er et klart signal om, at patienten er ved den øvre vægtgrænse.

- Rød belastningsmålerkategori A: ca. 10 - 30 kg belastning.
- Gul belastningsmålerkategori B: ca. 20 - 40 kg belastning.
- Grøn belastningsmålerkategori C: ca. 30 - 50 kg belastning.



Art.nr.	Model	Pakke
476470000	Click Disc	1 sæt