

FreeMotion

Free Movable Joints



FreeMotion

FreeMotion er en serie enakslede fribevægelsesled udviklet til individuelt tilpassede ortopædiske hjælpemidler til både øvre og nedre ekstremiteter – til børn, unge og voksne. Leddet kan anvendes som en selvstændig komponent, men fungerer også perfekt sammen med MultiMotion, MultiStatic og Titan Double Action – for endnu flere muligheder i din ortosekonstruktion.

Anvendelsesområde: FreeMotion-led kan anvendes som en individuel ledkomponent eller som et støtteled på den kontralaterale side af det afficerede led for at forbedre ortosens torsionsstivhed.





Egenskaber

- Konfigurationer:
 - Proksimalt og distalt med en modulær skinneadapter ^(1 & 5)
 - Proksimalt med skinneadapter, distalt med T-skinne ^(2 & 6)
 - Proksimalt integreret skinne, distalt med T-skinne ^(3 & 7)
 - Proksimalt og distalt med integrerede skinner ^(4 & 8)
- Bevægelsesudslag: +120° til -120°
- Skinnebredde: 12 mm (small), 16 mm (medium)
- Skinnetykkelse: 3 mm
- Materiale: rustfrit stål

Komponenter

FreeMotion-leddene fås i størrelserne small og medium, hver i følgende konfigurationer: med modulær skinneadapter eller med integrerede skinner og/eller med T-skinne.

Et justeringsværktøj og forskellige ledskinner er tilgængelige som tilbehør til FreeMotion-leddene.



Størrelsestabel – FreeMotion

Nr.:	Art.nr.	Enhed	Størrelse	Side	Længde	Bredde	Højde	Vægt	Ø ledhoved	Offset T-skinne	Længde bund til akse
1	696970000	stk	small	universal	93 mm	12 mm	11 mm	40 g	18 mm	-	46 mm
2	696980000	stk	small	universal	97 mm	12 mm	11 mm	72 g	18 mm	10 mm	50 mm
3	696990000	stk	small	universal	250 mm	12 mm	11 mm	106 g	18 mm	10 mm	50 mm
4	696950000	stk	small	universal	400 mm	12 mm	11 mm	102 g	18 mm	-	200 mm
5	697000000	stk	medium	universal	97 mm	16 mm	11 mm	52 g	22 mm	-	48 mm
6	697030000	stk	medium	universal	105 mm	16 mm	11 mm	88 g	22 mm	10 mm	55 mm
7	697040000	stk	medium	universal	260 mm	16 mm	11 mm	134 g	22 mm	10 mm	55 mm
8	696960000	stk	medium	universal	400 mm	16 mm	11 mm	140 g	22 mm	-	200 mm

Tilbehør

Ledskinner

Alle skinnerne leveres for-borede for optimal fastgørelse. Skinnerne har høj stivhed og fås i to forskellige størrelser samt i flere forskellige udførelser.

Egenskaber

- Materiale: Aluminium



Størrelsestabel – Ledskinner


Art.nr.	Enhed	Længde skinne	Bredde skinne	Tykkelse skinne	Model
691600000	sæt (2 skinner)	200 mm	12 mm	3,2 mm	Ret
691620000	sæt (2 skinner)	350 mm	12 mm	3,2 mm	Offset
691640000	sæt (2 skinner)	150 mm	12 mm	3,2 mm	T-skinne
691610000	sæt (2 skinner)	200 mm	16 mm	4,0 mm	Ret
691630000	sæt (2 skinner)	450 mm	16 mm	4,0 mm	Offset
691650000	sæt (2 skinner)	150 mm	16 mm	3,2 mm	T-skinne

FreeMotion justeringsværktøj

Justeringsværktøjet forenkler fremstillingen af ortosen og er et praktisk, højkvalitets værktøj, som kan bruges flere gange til korrekt indretning af FreeMotion-leddene på gipsen.

Størrelsestabel – Justeringsværktøj

Art.nr.	Enhed	Beskrivelse
691670000	stk	T-skinne
641660000	sæt	Justeringsværktøj



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no