

EpiGel® with Stays

EpiGel® with Stays giver målrettet kompression til behandling af lateral og medial epikondylitis – ofte kaldet tennisalbue og golfalbue. To justerbare gel-/støtteplader applicerer fokuseret tryk over underarmens ekstensor- og fleksormuskulatur uden at påvirke blodcirkulationen.

Gelpladerne kan flyttes for individuelt tilpasset støtte, og de formbare aluminiumsstivere kan tilpasses armens anatomi for en optimal pasform. Konstruktionen løfter båndet fra området med venøst tilbageløb og mindsker dermed risikoen for stase.

- Blød gel der dæmper vibrationer
- Smidigt applikationssystem med stabil remholder
- Universal model – passer både højre og venstre arm
- En størrelse passer de fleste (armomkreds 20–36 cm).

Anvendelsesområde

Lateral og/eller medial epikondylitis (såkaldt tennis- og golfalbue).

Mål

Omkreds 5 cm under albuen



Art.nr.	Model	Størrelse	Mål	Ve/Hø
281600000	EpiGel® with Stays	One Size	20-36 cm	Bilateral