

Gel ankelortose

Ankelortose for immobilisering, køle og kompression for at reducere hævelse efter akut skade i anklen. De anatomisk formede plastdele har puder, der er opdelt i to, en med luft og en med gel. Disse kan fjernes og bruges til kølebehandling. Bredden under foden justeres med velcrobånd. Plastdelen er 25 cm lange. To cirkulære velcrobånd låser ortosen mod benet.

Anvendelsesområde

Akut ankelskader, forstuvninger og langvarig fodledsinstabilitet.



Art.nr.	Størrelse	Mål	Ve/Hø	Farve
281790000	Onesize	25 cm	Bilateral	Hvid