

BlueROCKER® 2.0

BlueROCKER® er den mest rigide og stabile dropfodsortose. Den har nu fået et opdateret udseende som BlueROCKER® 2.0. Ortosen form er forandret til en bedre geometri og en jævnere yderside. Mikrofix delene som båndet fæster i sidder på ortosens inderside sammen med Mikrofix delene til montering af polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). Også båndene har fået nyt design og findes både i og uden D-ring. Båndet kan enkelt monteres på den ønskede side afhængig af patientens funktionsbehov. Yderligere en forandring på 2.0 er at størrelsen X-large er 2 cm højre end Large dvs. 45 cm høj. BlueROCKER® har en hælhøjde som er imellem 12 – 15 mm afhængig af størrelsen.

Anvendelsesområde

Dropfod i kombination med ingen eller op til svær spasticitet, nedsat knæ- og hoftekontrol, svaghed eller funktionssvigt i benmuskulatur, nedsat balance, bilaterale patienter og delfodsamputation.

Kontraindikationer

Kraftigt ødem, diabetes med bensår og meget nedsat sensibilitet.

BLUEROCKER® 2.0



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse	Fodplade længde	Højde
289401010	BlueROCKER 2.0	X-Small	Venstre	32-35	21 cm	36 cm
289401011	BlueROCKER 2.0	Small	Venstre	35-38	23 cm	38 cm
289401012	BlueROCKER 2.0	Medium	Venstre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289401013	BlueROCKER 2.0	Large	Venstre	42-45	27 cm	43 cm
289401014	BlueROCKER 2.0	X-Large	Venstre	>45	28,5 cm	45 cm
289402010	BlueROCKER 2.0	X-Small	Højre	32-35	21 cm	36 cm
289402011	BlueROCKER 2.0	Small	Højre	35-38	23 cm	38 cm
289402012	BlueROCKER 2.0	Medium	Højre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289402013	BlueROCKER 2.0	Large	Højre	42-45	27 cm	43 cm
289402014	BlueROCKER 2.0	X-Large	Højre	>45	28,5 cm	45 cm
289421010	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Small	Venstre	32-35	21 cm	36 cm
289421011	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Small	Venstre	35-38	23 cm	38 cm
289421012	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Medium	Venstre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289421013	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Large	Venstre	42-45	27 cm	43 cm
289421014	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Large	Venstre	>45	28,5 cm	45 cm
289422010	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Small	Højre	32-35	21 cm	36 cm
289422011	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Small	Højre	35-38	23 cm	38 cm
289422012	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Medium	Højre	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289422013	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Large	Højre	42-45	27 cm	43 cm
289422014	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Large	Højre	>45	28,5 cm	45 cm