

SELECTION® Knee Minor Wrap

SELECTION®

SELECTION® Knee Minor anvendes ved mildere smertetilstande i knæet. Minor giver let kompression og har en varmene funktion. De stabiliserende spiralfjedre på siderne giver en let og behagelig støtte. Det åbne design gør ortosen let at tage på og af. Patellaåbningen er anatomisk formet i forhold til optimal pasform. Lukningen på lår og læg kan enkelt efterjusteres for at opnå optimal komfort. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort.

Anvendelsesområde

Knæ smerter ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse.

Kontraindikationer

Svære knæskader såsom ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Mål

Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Farve	Mål 1	Mål 2	Mål 3
357010010	SELECTION® Knee Minor Wrap	X-Small	Bilateral	Sort	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm
357010011	SELECTION® Knee Minor Wrap	Small	Bilateral	Sort	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm
357010115	SELECTION® Knee Minor Wrap	Small Plus	Bilateral	Sort	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm
357010012	SELECTION® Knee Minor Wrap	Medium	Bilateral	Sort	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm
357010125	SELECTION® Knee Minor Wrap	Medium Plus	Bilateral	Sort	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm
357010013	SELECTION® Knee Minor Wrap	Large	Bilateral	Sort	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm
357010135	SELECTION® Knee Minor Wrap	Large Plus	Bilateral	Sort	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm
357010014	SELECTION® Knee Minor Wrap	X-Large	Bilateral	Sort	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm
357010145	SELECTION® Knee Minor Wrap	X-Large Plus	Bilateral	Sort	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm
357010015	SELECTION® Knee Minor Wrap	XX-Large	Bilateral	Sort	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm
357010155	SELECTION® Knee Minor Wrap	XX-Large Plus	Bilateral	Sort	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm

