

Maple Leaf DE

Maple Leaf findes også med en distal forlængelse til læggen til patienter, der har behov for yderligere rotationskontrol af hoften. Knæleddet kan låses og indstilles i intervaller 20° fleksion/ekstension, , 9° abduktion/adduktion. I øvrigt har ortosen samme egenskaber og indstillinger som Maple Leaf art. nr 62786. Formpresset plast med stålskinner. Hofte-, lår og lægdel har udtagelig polstring.

Anvendelsesområde

Cerebral Parese og postoperativt. Ved behov for yderligere rotationskontrol af hoften.



Art.nr.	Model	Størrelse	Bækkensvidde M-L
627870011	Komplet Maple Leaf DE	Small	20 - 24 cm
627870013	Komplet Maple Leaf DE	Large	30 - 34,5 cm
627930011	Ekstra polstring lægdel	Small	-
627930013	Ekstra polstring lægdel	Large	-
627940011	Ekstra bånd til lægdel	Small	-
627940013	Ekstra bånd til lægdel	Large	-
627880011	Ekstra polstring til hofte- og lårdelen	Small	-
627880013	Ekstra polstring til hofte- og lårdelen	Large	-
627980011	Ekstra bånd til hoftedel	Small	-
627980013	Ekstra bånd til hoftedel	Large	-
627990011	Ekstra bånd til lårdel	Small	-
627990013	Ekstra bånd til lårdel	Large	-