

FullStride™ knæled

FullStride knæled giver mekanisk knækontrol via et kabelsystem. Leddet låser ved fuld ekstension, samt låser automatisk op i slutningen af standfasen. FullStride giver maksimal kontrol af varus/valgus instabilitet og hyperekstension i knæleddet. Leddet FullStride kan udskiftes med SafetyStride. Passer sammen med de fleste ankelled. Ved at skifte leddene fra medialt til lateralt og omvendt kan man opnå et låst knæ.

Anvendelsesområde

M. Quadriceps svaghed, MS, Stroke, skade på femoralisnerven og/eller inkomplet rygmarvsskade, inklusionskropsmyosit.

Kontraindikationer

Patientvægt > 100 kg, spasticitet i hofte, knæ eller ankelmuskulatur, betydelig forskel i benlængde hvor den skadede side er kortest, ekstensionskontrakturer i knæleddet.



Art.nr.	Model	Ve/Hø	Materiale
628370000	FullStride AL	Bilateral	Aluminium
628380000	FullStride RS	Bilateral	Rustfrit stål
93240	FullStride demo ortose til udlån	Bilateral	-
93250	PreSTRIDE prøveortose til udlån.	Venstre	Ortosen kan tilpasses/justeres.
93251	PreSTRIDE prøveortose til udlån.	Højre	Ortosen kan tilpasses/justeres.