

Manosplint® skumpolstring

Skumpolstring med let trykaflastende effekt. Anvendes som polstring til ortoser. Polstringen har lukkede celler og er let at rengøre. Materialet er selvklæbende og strækbart, hvilket gør det nemt at påføre. Kan hæftes direkte i ortosen eller anvendes som trykaflasting af knoglefremspring under gips. Bagsiden med klæb må ikke sættes direkte på huden, så fx under en gips fæstes materialet på stockinetten. Fås i beige og sort.



Art.nr.	Farve	Længde	Pakke	Bredde	Tykkelse
511280000	Sort	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm
511290000	Beige	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm
511310000	Sort	610 mm	3 ark	460 mm	6,4 mm
511320000	Beige	610 mm	3 ark	460 mm	6,4 mm