

CMC-X Lacer tommelortose

CMC-X Lacer™ tommelortose giver smertelindring ved osteoartrit i tommelens CMC-led samtidig med at den tillader bevægelse. Lukkesystemet med snøre kan let justeres og placere tommelbasen i ønsket abduktionsgrad for at hjælpe til med at stabilisere CMC-leddet og tillade tommelfingeren en funktionel mobilitet. Den justerbare polstrede aluminiumsskinne fungerer sammen med snøresystemet og giver et let tryk med yderligere stabilisering af CMC-leddet. CMC-X Lacer tommelortose er fremstillet af hypoallergen CoolFlex™ materiale for komfort og kompression. CMC-X Lacer indeholder ikke latex eller neopren.



Anvendelsesområde

Osteoartrit i tommelens CMC-led, medial subluxation af tommelens CMC led.

Mål

Omkreds håndled

Art.nr.	Størrelse	Mål	Ve/Hø	Farve
285620010	X-Small	<14 cm	Bilateral	Sort
285620011	Small	14-16 cm	Bilateral	Sort
285620012	Medium	16-18 cm	Bilateral	Sort
285620013	Large	18-19,5 cm	Bilateral	Sort
285620014	X-Large	>19,5 cm	Bilateral	Sort