

Triple Action[®] ankelled mellem

Triple Action[®] ankelled mellem er lavet til 16 mm skinner og designet for at give mest mulig aktiv kontrol gennem alle gangcyklussens faser. De kraftfulde fjedre og den smidige indstilling gør det mere enkelt at møde patientens behov i hele rehabiliteringsfasen. Leddet har fjedre som klarer et højt vridmoment og tre enkle indstillinger som sikre den ønskede funktion. Triple Action-leddet enkelgøre effektiv behandling i forskellige biomekaniske funktionsnedsættelser i forbindelse med neurologiske skader. Fremstillet i rustfrit stål for god holdbarhed og sikkerhed.



Anvendelsesområde

Anvendes ved behandling af forskellige biomekaniske handicaps associeret med neurologiske skader.

Unilateral max 80 kg, Bilateral max 100 kg.

Art.nr.	Model	Ve/Hø
627110000	Ankelled uden booster	Bilateral
627130000	Ankelled med en booster	Plantar booster = Venstre medial/højre lateral eller Dorsal booster = Venstre lateral/højre medial
627140000	Ankelled med en booster	Dorsal booster = Venstre medial/højre lateral eller Plantar booster = Venstre lateral/højre medial
627150000	Ankelled med plantar og dorsal booster	Bilateral
626771000	Distal skinne lateral	Venstre
626772000	Distal skinne lateral	Højre
626781000	Distal skinne medial	Venstre
626782000	Distal skinne medial	Højre
626790000	Distal Y-skinne	Bilateral
626800000	Distal rak skinne	Bilateral
626990000	Camber Axis hængselled	Bilateral
627190000	Værktøjssæt til fremstilling	-
626880000	Heavy Duty Rivet Stirrup	-
627210000	Kombinationsnøgle Mellem	-