

KiddieFLOW™

KiddieFLOW™ er i modsætning til KiddieGAIT® mere fleksibel i fodpladens hæl- og tåbox og giver et større bevægelseomfang. KiddieFLOW™ er baseret på samme principper som vores voksne FLOW-modeller og bevarer den samme geometri som KiddieGAIT® og KiddieROCKER®. Ortosen støtter fodens dorsalfleksion i svingfasen, giver en bedre kontrol i fodpositionering i den sene svingfase og forbedre stabiliteten i støttefasen. Samtidigt giver det blødere fodblad en lettere afvikling i slutningen af støttefasen.

Ved en kombination af øget A/P og M/L kontrol kan KiddieFLOW™ som tillæg til vores andre børnemodeller også kombineres med individuelle indlæg eller SMO.

Anvendelsesområde

Dropfod. KiddieFLOW™ er beregnet til at støtte ved en dropfod, gangafvigelser efter proprioceptiv lidelse, ustabil gang eller gang med lav tonus, tågang uden mellemfodskollaps, spina bifida, cerebral parese og muskelsvind.

Kontraindikationer

Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid strukturer i foden. Spastisk quadriceps. Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid strukturer i foden. Spastisk quadriceps. Overdreven genu valgum eller genu varum fejltilning. Fikseret/ikke-korrigerbare pes valgus- eller pes varus-fejlposition. KiddieFLOW ska ikke bruges til børn med crouch-gang.

kiddieflow™



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Fodplade længde	Højde
288911011	KiddieFLOW™	Small	Venstre	16 cm	22 cm
288911012	KiddieFLOW™	Medium	Venstre	18 cm	25,7 cm
288911013	KiddieFLOW™	Large	Venstre	20 cm	29,5 cm
288911014	KiddieFLOW™	X-Large	Venstre	21 cm	31,5 cm
288912011	KiddieFLOW™	Small	Højre	16 cm	22 cm
288912012	KiddieFLOW™	Medium	Højre	18 cm	25,7 cm
288912013	KiddieFLOW™	Large	Højre	20 cm	29,5 cm
288912014	KiddieFLOW™	X-Large	Højre	21 cm	31,5 cm
288921011	KiddieFLOW™ m D-ring	Small	Venstre	16 cm	22 cm
288921012	KiddieFLOW™ m D-ring	Medium	Venstre	18 cm	25,7 cm
288921013	KiddieFLOW™ m D-ring	Large	Venstre	20 cm	29,5 cm
288921014	KiddieFLOW™ m D-ring	X-Large	Venstre	21 cm	31,5 cm
288922011	KiddieFLOW™ m D-ring	Small	Højre	16 cm	22 cm
288922012	KiddieFLOW™ m D-ring	Medium	Højre	18 cm	25,7 cm
288922013	KiddieFLOW™ m D-ring	Large	Højre	20 cm	29,5 cm
288922014	KiddieFLOW™ m D-ring	X-Large	Højre	21 cm	31,5 cm