

SWASH® Steady

Swash er en unik dynamisk hoftestøtte, der muliggør kontrolleret variabel abduktion og dynamisk bevægelse i alle tre bevægelsesplaner. Målet med SWASH er at forhindre overdreven hofteabduktion i siddende, stående og gående stilling, hvilket er almindeligt ved cerebral parese. Men den måske vigtigste fordel ved SWASH® er vejledning i hoftejustering.

SWASH Steady giver maksimal truncuskontrol, hvilket er valget, når patienten primært er uden gangfunktion (GMFCS IV-V), har lav truncus-tonus og/eller meget begrænset styrke af truncuskontrol, eller når en større bækken base giver en mere ønskeligt neurosensorisk motorisk respons. I siddende stilling, udvides grundlaget for at give støtte og hjælper barnet med at opnå en oprejst og afbalanceret holdning, samtidig med at lårenes adduktorer strækkes.

En komplet SWASH-ortose kræver en bækkensektion, lårmanchetter og benstænger. Bestil hver del separat.

SWASH Steady har en bækkensektion af polyethylen, der strækker sig fra L2/L3 til den distale del ved halebenet, hvilket giver maksimal støtte til bækken og thorax.

Benstænger fås i 2 forskellige versioner:

115° = smal siddebase / 123° = bred siddebase.

Benstangen er 6 mm i diameter ved størrelse 1. Ved størrelserne 2,3 og 4 er benstangen 8 mm i diameter.

Anvendelsesområde

Cerebral parese med "sakse" gang eller instabilitet i siddende position på grund af overdreven abduktion, hofte subluxation.

Når den maksimale truncuskontrol er nødvendig, f.eks. patienter som mangler muskelstyrke eller mangel for at kunne sidde oprejst selv.

Når patienten primært er immobiliseret.

Kontraindikationer

Luxerede hofter. Hoftefleksionskontrakturer større end 20 grader (dynamiske eller fikserede). Når adduktorerne er for stærke til ortosen. Når adduktorerne er for korte til at anvende SWASH® i siddende position.

Mål

For mere detaljerede information og mål henvises til SWASH® Fitting Manual.



Art.nr.	Model	Størrelse	Omkreds	Længde	Diameter
288520001	STEADY Taljedel	1, passer til stænger Ø 6 mm	40-46,5 cm	-	-
288520002	STEADY Taljedel	2	46-55 cm	-	-
288520003	STEADY Taljedel	3	54-63 cm	-	-
288520004	STEADY Taljedel	4	62-72 cm	-	-
288540601	STEADY Lårdel	1	21-25 cm	-	-
288540802	STEADY Lårdel	2	25-29 cm	-	-
288540803	STEADY Lårdel	3	29-33 cm	-	-
288540804	STEADY Lårdel	4	33-38 cm	-	-
288540805	STEADY Lårdel	5	38-44 cm	-	-
288540806	STEADY Lårdel	6	44-50 cm	-	-
288550601	STEADY Benstang sæt 115 °	1	-	31 cm	6 mm
288550802	STEADY Benstang sæt 115 °	2	-	37,5 cm	8 mm
288550803	STEADY Benstang sæt 115 °	3	-	44 cm	8 mm
288550804	STEADY Benstang sæt 115 °	4	-	48 cm	8 mm
288550805	STEADY Benstang sæt 115 °	5	-	54 cm	8 mm
288550806	STEADY Benstang sæt 115 °	6	-	60 cm	8 mm
288560601	STEADY Benstang sæt 123 °	1	-	31 cm	6 mm
288560802	STEADY Benstang sæt 123 °	2	-	37,5 cm	8 mm
288560803	STEADY Benstang sæt 123 °	3	-	44 cm	8 mm
288560804	STEADY Benstang sæt 123 °	4	-	48 cm	8 mm
288560805	STEADY Benstang sæt 123 °	5	-	54 cm	8 mm
288560806	STEADY Benstang sæt 123 °	6	-	60 cm	8 mm